

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TRULIFE: REGGISENO PREDISPOSTO PER PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA VERSIONE DIANA

SCHEDA TECNICA

FABBRICANTE: TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: MEDILAND Srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI) - Italia

DESCRIZIONE PRODOTTO: REGGISENO PREDISPOSTO PER PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA VERSIONE DIANA

CARATTERISTICHE TECNICHE E TAGLIE DISPONIBILI:

Diana è un reggiseno con coppe internamente predisposte per l'inserimento di protesi mammarie esterne.

Design moderno, elevata vestibilità, altamente confortevole, speciali tessuti che anche se sottoposti a frequenti lavaggi, ne garantiscono una lunga durata nel tempo senza perdere l'elasticità e il comfort.

Diana è disponibile con coppa B in 6 differenti taglie oppure con coppa C in 5 differenti taglie nei colori Nudo e Nero



Il prodotto è **Latex Free**, privo di lattice

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

Reggiseno predisposto realizzato senza cuciture con inserto contenitore interno per alloggiare la protesi. Internamente tessuto leggero e fresco 100% Powermet bidirezionale per un sostegno perfetto, alta vestibilità, comfort ed eleganza.

Esternamente realizzato in tessuto 100% CoolMax per aumentare la ventilazione e evitare che si formi umidità sulla cute.

GARANZIA:

il reggiseno è garantito per 12 mesi da difetti di fabbricazione

INDICAZIONI D'USO:

Reggiseno predisposto in uso con ogni versione di protesi mammaria esterna definitiva Trulife.

CODICE E TAGLIA

TAGLIA	CODICE COPPA B – NUDO	CODICE COPPA B – NERO
75	T-B4034/75N	T-B4034/75B
80	T-B4034/80N	T-B4034/80B
85	T-B4034/85N	T-B4034/85B
90	T-B4034/90N	T-B4034/90B
95	T-B4034/95N	T-B4034/95B
100	T-B4034/100N	T-B4034/100B

TAGLIA	CODICE COPPA C – NUDO	CODICE COPPA C – NERO
75	T-C4034/75N	T-C4034/75B
80	T-C4034/80N	T-C4034/80B
85	T-C4034/85N	T-C4034/85B
90	T-C4034/90N	T-C4034/90B
95	T-C4034/95N	T-C4034/95B

CURA E IGIENE DEL REGGISENO:

- Non inserire la protesi nel reggiseno con anelli o braccialetti, potrebbero danneggiare l'involucro di poliuretano che contiene il silicone medicale.
- In caso di unghie lunghe utilizzare dei guanti di protezione per inserire la protesi nella fodera interna
- Lavare con acqua tiepida utilizzando solo detersivi per capi delicati o sapone neutro
- Non usare detersivi aggressivi o alcool
- Non strizzare forte per eliminare l'acqua in eccesso dall'indumento
- Asciugare il reggiseno lontano da fonti di calore diretto

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

