

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TRULIFE: PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA POST-OPERATORIA FIRST FIT

SCHEDA TECNICA

FABBRICANTE: TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

DISTRIBUTORE ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA: MEDILAND Srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

CODICE ISO: 06.30.18.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:
1887538/R

DESCRIZIONE PRODOTTO: PROTESI MAMMARIA ESTERNA
PROVVISORIA POST-OPERATORIA FIRST FIT

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Protesi mammaria esterna provvisoria post-operatoria in uso prima della prescrizione della protesi esterna definitiva.

Internamente alla protesi è inserito del materiale in fluff di poliestere anallergico leggero e compatto per replicare la forma naturale del seno.

La foderina esterna è in cotone al 100%, foderina di ricambio inclusa nella confezione.

Parte della foderina a contatto con la cute al 100% Coolmax altamente traspirante, priva di cuciture.

Forma della protesi anatomica ambidestra, adatta a ogni tipo di seno, taglie dalla 3 alla 12.

Il prodotto è **Latex Free**, privo di lattice

GARANZIA:

La protesi provvisoria è garantita 6 mesi da 2 difetti di fabbricazione

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

100% fluff di poliestere anallergico, fodera esterna 100% cotone con parte a contatto con la cute al 100% Coolmax.



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

INDICAZIONI D'USO:

Uso nell'immediato post-operatorio dopo intervento chirurgico per mastectomia semplice o totale modificata in attesa della protesi definitiva.

CODICI E TAGLIE

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
004160	3°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004161	4°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004162	5°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004163	6°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004164	7°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004165	8°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004166	9°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004167	10°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004168	11°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004169	12°	ambidestra	anatomica	tutti i profili

La protesi va indossata con un reggiseno predisposto per l'uso con protesi mammaria esterna.

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

