

SCHEMA TECNICA

PROTESI MAMMARIA ESTERNA POST-OPERATORIA FIRST FIT

PRODUTTORE	TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	06.30.18.003
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr. 1887538/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Protesi mammaria esterna provvisoria post-operatoria in uso prima della prescrizione della protesi esterna definitiva.
Internamente alla protesi è inserito del materiale in fluff di poliestere anallergico leggero e compatto per replicare la forma naturale del seno.
La foderina esterna è in cotone al 100%, foderina di ricambio inclusa nella confezione.
Parte della foderina a contatto con la cute al 100% Coolmax altamente traspirante, priva di cuciture.
Forma della protesi anatomica ambidestra, adatta a ogni tipo di seno, taglie dalla 3 alla 12.
Il prodotto è Latex Free, privo di lattice

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l'involucro di poliuretano che contiene il silicone medicale. • In caso di unghie lunghe utilizzare dei guanti di protezione per l'indosso. • La protesi va lavata a mano con acqua tiepida. • Non usare detergenti aggressivi o soluzioni a base di alcol. • Usare un panno morbido per la pulizia, non strofinare con forza. • Asciugare la protesi lontano da fonti di calore diretto. • Una volta utilizzata, la protesi va rimessa nel suo contenitore per mantenere la forma naturale. • La protesi va indossata con un reggiseno predisposto per protesi mammaria esterna. • 100% fluff di poliestere anallergico, fodera esterna 100% cotone con parte a contatto con la cute al 100% Coolmax. • INDICAZIONI D'USO: Uso nell'immediato post-operatorio dopo intervento chirurgico per mastectomia semplice o totale modificata in attesa della protesi definitiva.

DIMENSIONI

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
004160	3°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004161	4°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004162	5°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004163	6°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004164	7°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004165	8°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004166	9°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004167	10°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004168	11°	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004169	12°	ambidestra	anatomica	tutti i profili

INFO UTILI

UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	6 mesi da difetti di fabbricazione.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.