

## SCHEDA TECNICA - PROTESI MAMMARIA ESTERNA IMPRESSION II

|                                                                |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTTORE</b>                                              | TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND |
| <b>DISTRIBUTORE</b>                                            | Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)                           |
| <b>CODICE ISO</b>                                              | 06.30.18.006                                                                             |
| <b>REPERTORIO DM SSN<br/>(Art. 1 comma 409 legge 266/2005)</b> | Nr: 1887526/R                                                                            |
| <b>CND</b>                                                     | IN ARRIVO                                                                                |

### DESCRIZIONE GENERALE

Protesi esterna mammaria definitiva realizzata al 100% in silicone medicale microfiltrato a doppia densità. La forma della protesi è anatomica ambidestra simmetrica triangolare a goccia che segue la linea naturale del seno. Impression II è una protesi dall'aspetto naturale sia all'interno del reggiseno che indossata con il costume da bagno. Profilo del seno da basso a medio, disponibile dalla taglia 2 alla taglia 12, fornita di foderina esterna al 100% in cotone per la protezione. Il prodotto è Latex Free, privo di lattice

| IMMAGINE ARTICOLO                                                                 | DATI TECNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l'involucro di poliuretano che contiene il silicone medicale.</li> <li>• Utilizzare dei guanti di protezione per l'indosso.</li> <li>• La protesi va lavata a mano con acqua tiepida.</li> <li>• Non usare detergenti aggressivi o soluzioni a base di alcol.</li> <li>• Usare un panno morbido per la pulizia, non strofinare con forza.</li> <li>• Asciugare la protesi lontano da fonti di calore diretto.</li> <li>• Una volta utilizzata, la protesi va rimessa nel suo contenitore per mantenere la forma naturale.</li> <li>• La protesi va indossata con un reggiseno predisposto per l'uso con protesi mammaria esterna.</li> <li>• INDICAZIONI D'USO: Dopo mastectomia semplice o totale modificata.</li> <li>• 100% Silicone microfiltrato a doppia densità, parte esterna 100 film di poliuretano, foderina di protezione 100% cotone.</li> </ul> |

### DIMENSIONI

| CODICE | TAGLIA | VERSIONE   | FORMA                  | PROFILO SENO     |
|--------|--------|------------|------------------------|------------------|
| 004170 | 2°     | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |
| 004171 | 3°     | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |
| 004172 | 4°     | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |
| 004173 | 5°     | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |
| 004174 | 6°     | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |
| 004175 | 7°     | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |
| 004176 | 8°     | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |
| 004177 | 9°     | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |
| 004178 | 10°    | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |
| 004179 | 11°    | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |
| 004180 | 12°    | ambidestra | simmetrica triangolare | da basso a medio |

### INFO UTILI

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>UNITÀ CONFEZIONAMENTO</b> | Pz. 1                                |
| <b>ACCESSORI</b>             | /                                    |
| <b>GARANZIA</b>              | 24 mesi da difetti di fabbricazione. |

### CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.