

PROTEZIONE PER TALLONE IN FIBRA CAVA SILICONATA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 04.33.06.036 (Ex 03.33.09.006)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 4493/R**

CODICE Nr: 851550

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Tessuto 100% tela di cotone 120 gr. Mq

Contatto pelle, in morbida flanella di cotone 100%.

Imbottitura in fibra cava siliconata (gr. 140 di fibra) 15 Den

Dimensione: cm 40 x 20 x 20

Lavaggio/Sanificazione

Max 40° con utilizzo di saponi neutri, centrifuga ridotta

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO

1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate

UNI EN 14971 – UNI EN 980 – UNI EN 10993-1

