

RIALZO RIMOVIBILE MORBIDO PER WC “SOFT BLU”

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE : Rialzo rimovibile morbido per WC

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr: 4815/R

CND : 091215

CODICE ISO : 09.12.15.003

CODICE Nr: 856103

DESCRIZIONE

- Realizzato in materiale morbido idrorepellente, anallergico, ad alta resistenza
- Lavabile, disinfettabile
- Forma anatomica, in PVC soft, adattabile a tutti i tipi di WC
- Dotato di sistema di fissaggio regolabile
- Larghezza cm 38,5
- Altezza cm 10.
- Profondità cm 41,5
- Portata massima kg 130



Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

INDICAZIONI:

Ausilio destinato a persone con limitazioni motorie permanenti o temporanee, per facilitare e consentire l'evacuazione appoggiando il peso del corpo su una superficie morbida imbottita prevenendo possibili problemi di lacerazione della pelle e/o la formazione di ulcere.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182: 2012