

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## SEDILE MORBIDO COPRI WC

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** Mediland Srl - Viale delle Industrie 5 - 20020 Arese (MI)

**DESCRIZIONE:** Dispositivo copri-WC imbottito preformato

**Codice ISO:** 09.12.09.003

**Codice CND:** Y091209

**Cod. Prodotto:** 857116

**Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005):** 4779/R

#### IMMAGINE:



#### DESCRIZIONE:

Realizzato in materiale morbido idrorepellente, posizionabile sul wc in modo autobloccante per l'effetto dell'attrito esercitato sul bordo del wc dalla parte inferiore munita di dispositivo di ancoraggio.

Struttura realizzata in pressofusione, con dispositivo di ancoraggio, per permettere l'adattamento sulla maggior parte del wc.

Lavabile e disinfettabile.



mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

### **INDICAZIONI:**

Ausilio destinato a persone con limitazioni motorie permanenti o temporanee, per facilitare e consentire l'evacuazione appoggiando il peso del corpo su una superficie morbida imbottita prevenendo possibili problemi di lacerazione della pelle e/o la formazione di ulcere.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**Materiale:** Vinile soft antimacchia e antimuffa

**Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione**

### **DATI TECNICI:**

**Larghezza:** cm 36

**Lunghezza:** cm 39

**Altezza:** cm 1,5

**Peso:** g. 450

**Portata:** kg. 130

### **CONFORMITA':**

CE - Conforme Medical Device Directive 93/42/EEC - Dispositivo Medico di CLASSE I

Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182: 2012

