

PROTEZIONE PER GOMITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: PROTEZIONE PER GOMITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

CODICE ISO: 04.33.06.039 (Ex 03.33.09.12)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 4650/R**

CODICE Nr: 851551

CARATTERISTICHE TECNICHE E

DIMENSIONI:

Tessuto 100% tela di cotone 120 gr mq
Contatto della pelle, in morbida flanella di cotone 100%.

Imbottitura in fibra cava siliconata (gr. 120 di fibra) 15 Den

Dimensione: cm 36 X 36



Lavaggio/Sanificazione

Max 40° con utilizzo di saponi neutri, centrifuga ridot

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate
UNI EN 14971 – UNI EN 980 – UNI EN 10993-1