

CARROZZINA KOMETA modello M502E – M13L – M20L

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)
DESCRIZIONE: CARROZZINA LEGGERA STANDARD Mod. M502E – M13L – M20L
CODICE ISO: 12.22.03.006
REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - 700251 Nr: 2190171/R – 700252 Nr: 2190170/R - 700253 Nr:2190172/R–700256 Nr: 2190173/R – 700258 Nr: 21901749/R
CODICE PRODOTTO: 700251 – 700252 - 700253 – 700256 – 700258



MATERIALE: Carrozzina pieghevole a struttura in lega di alluminio, a doppia crociera

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Struttura leggera

Braccioli FLIP-UP, ribaltabili, estraibili e con regolazione in altezza, eleganti e di pratica funzionalità modello M13L

Imbottitura appoggia-braccio regolabile in profondità

Pedane estraibili e girevoli sia internamente che esternamente Doppia crociera Dispositivo di estrazione rapida delle ruote posteriori

OPTIONAL:

Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza modello M21L Ruotine per passaggi stretti

larghezza totale	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioli	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Peso	Portata massima
57	28	38	Da cm	49	92	103	43	43	13,6	120
59	28	41	22 a cm	49	92	103	43	43	13,8	120
61,5	28	43	26-27	49	92	103	43	43	14,0	120
64	28	46	28-29	49	92	103	43	43	14,2	120
67,5	28	48		49	92	103	43	43	14,4	120

Ruote: Anteriori PU Soft 200 x 32
 Posteriori PU Soft 24" x 1-3/8"

Capacità di portata massima kg 120

CONFORMITA': La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste. Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

