



**REHASENSE**

## **SCHEDA TECNICA M300**

### **PRODUTTORE**

Rehasense Italy srl,  
Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

### **CODICE ISO**

12.22.03.003

### **REPERTORIO**

DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)  
– 2189664/R – 2189665/R – 2189666/R  
– 2189667/R – 2189668/R

### **CND**

Y122106

### **CODICE PRODOTTO**

700271-2-3-4-5



### **DESCRIZIONE**

Carrozzina standard ad autospinta, indicata per uso quotidiano, in condizioni clinico- ambientali che consentano facile manovrabilità. Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori munite di corrimano, pieghevole, in lega di metallo verniciato epossidico, anticorrosione.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione.
- Tele sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli ribaltabili, imbottiti, mod. desk (a scrivania), con fiancata proteggi abito
- Ruote posteriori 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96), gommatura PU SOFT, provviste di anello corrimano di spinta
- Ruote anteriori 8" x 1" (DIA cm 20,32)
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza. Appoggipiedi separati in PU/NYLON
- Larghezza seduta cm 38 - 40,5 – 43 – 45,5 – 48
- Portata massima Kg. 120
- Peso carrozzina Kg. 18 ca.



REHASENSE

Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

#### OPTIONAL

- Braccioli regolabili in altezza, estraibili (**Su Richiesta**)
- Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili
- Tavolo con incavo avvolgente

#### DIMENSIONI

| Larghezza massima | Larghezza chiusa | Larghezza sedile | Altezza braccioli | Altezza sedile | Altezza totale | Lunghezza a totale | Profondità a sedile | Altezza schienale | Peso | Portata massima |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|
|                   |                  |                  |                   |                |                |                    |                     |                   |      |                 |
| cm                | cm               | cm               | cm                | cm             | cm             | cm                 | cm                  | cm                | Kg   | 120             |
| 55                | 26,5             | 38               | 25                | 51             | 89             | 104                | 40                  | 41                | 17,7 | 120             |
| 57,6              | 26,5             | 40,5             | 25                | 51             | 89             | 104                | 40                  | 41                | 17,8 | 120             |
| 60                | 26,5             | 43               | 25                | 51             | 89             | 104                | 40                  | 41                | 17,9 | 120             |
| 62,5              | 26,5             | 45,5             | 25                | 51             | 89             | 104                | 40                  | 41                | 18   | ---             |
| 65                | 26,5             | 48               | 25                | 51             | 89             | 104                | 40                  | 41                | 18,1 | 130             |

#### CONFORMITA'

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste. **Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

