

SCHEDA TECNICA - SCOOTER 4 RUOTE mod. "KRONO 2"

PRODUTTORE	Merits Health Products Co Ltd - NO.18, JINGKE ROAD, T.P.M.T PARK, NANTUN DISTRICT, TAICHUNG CITY 40852, TAIWAN.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.23.03.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 289073/R
CND	Y122124

DESCRIZIONE GENERALE

Scooter elettrico a quattro ruote, dal design elegante, linea ergonomica, intuitivo e facile da utilizzare.

Telaio in acciaio ad alta resistenza, anticorrosione, carenatura in ABS. Linea più ergonomica, ammortizzatori anteriori e unico ammortizzatore centrale posteriore per garantire una guida sicura su ogni tipo di terreno.

DESTINAZIONE D'USO

Veicolo a motore elettrico ad alta portabilità, semplicità di utilizzo ed accettabilità psicologica, rispetto alla carrozzina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, sufficiente tonicità, controllo del tronco e degli arti superiori, manualità per utilizzo dei comandi.

Il prodotto non è indicato per utenti che necessitano di appoggio stabile alla schiena, collo e testa, e per coloro che hanno turbe di equilibrio e limitati controlli muscolari.

IMMAGINE ARTICOLO



CARATTERISTICHE

- Sistema completo di illuminazione a LED, luci stop e chiave di sicurezza.
- Dispositivo di guida ergonomico, regolabile in inclinazione ed adattabile, con impugnatura anatomica
- Carenatura in ABS disponibile in due colori (silver e blue metallizzato)
- Sedile imbottito, scorrevole, regolabile in altezza e profondità, girevole a 360°, dotato di cintura di sicurezza, rivestimento in ecopelle-skai elegante "fuoco ritardante"
- Schienale reclinabile e ribaltabile, poggiatesta regolabile in altezza, rivestimento in ecopelle-skai elegante "fuoco ritardante".
- Il dispositivo di seduta è estraibile per facilitare operazioni di carico
- Braccioli regolabili in altezza, larghezza e ribaltabili
- Dispositivo di guida ergonomico, regolabile in inclinazione ed abbattibile
- Comandi di guida azionabili sia con mano destra che sinistra
- Cestino porta oggetti estraibile
- Presa USB per ricarica cellulari
- Ruotine antiribaltamento
- Paraurti anteriore e posteriore di nuova concezione
- Sistema di illuminazione a led con luci "stop" e catarifrangenti
- Indicatori di direzione
- Specchietti retrovisori Dx e Sx
- Freno manuale sul comando e freno elettromagnetico azionabile al rilascio dell'acceleratore
- Freno di stazionamento e/o emergenza a leva, situato in prossimità del dispositivo di guida
- Possibilità di sblocco dal dispositivo elettronico delle ruote, ove necessario spostamento manuale o spinta
- Dispositivo di regolazione della velocità da 0 a 15 Km/h
- Pulsante di limitazione della velocità massima a 6 Km/h
- Dispositivo di segnalazione acustica
- Differenziale motore rinforzato per una migliore stabilità di guida
- Ammortizzatori anteriori più barra di torsione, ammortizzatore centrale posteriore
- Munito di dispositivo anti-ribaltamento
- Differenziale motore rinforzato per una migliore stabilità di guida
- Barra di torsione per terreni sconnessi
- Cruscotto con indicatori a LED del livello di carica batterie
- Batterie sigillate, ricaricabili, asportabili per necessità di trasporto e per sostituzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 15 Km/h
- Pulsante di limitazione velocità massima a 6 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 40 Km ca.
- Raggio di sterzata cm 161
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 13
- Pendenza massima superabile 12°/21,26% (a 12 Km/h) - 10°/17,63% (a 15 Km/h)
- Motore DC 24V, potenza 400 W (minima) 1750 W (massima) a quattro poli
- Comando Dynamic Rhino2 - 160 Ah
- Batterie: Nr. 2 da 12 V / 55Ah AGM ad acido assorbito
- Carica batterie esterno, a spegnimento automatico, da 6Ah
- Sistema frenante rigenerante, elettromagnetico – distanza di frenata a velocità di 6 Km/h di cm 150 ca., su terreni asciutti
- Freno manuale su dispositivo di guida.
- Ruote anteriori direzionali da 12" – cm 30,48 (4.00-5) pneumatiche scolpite.
- Ruote posteriori motrici da 12" – cm 30,48 (4.00-5) pneumatiche scolpite.

DIMENSIONI

						
cm 51	cm 46	cm 64/71	cm 46/51	cm 51	cm 97	cm 146
		p		Senza batterie		
cm 65	cm 123	182 Kg		96 Kg		

INFO UTILI

CODICE	• 854551 (colore grigio metallizzato/silver) • 854552 (colore blue metallizzato)
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
OPTIONAL	• Batterie: Nr.2 da 12V/75Ah AGM ad acido assorbito - Autonomia (terreno pianeggiante) 55km ca. • Cintura di sicurezza • Dispositivo porta bastone/stampella • Dispositivo porta bombola O2 • Dispositivo supporto per deambulatore • Dispositivo protezione pioggia/sole
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Imbottitura sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1.
 Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745 e rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiato CE.
 La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.