

SCHEDA TECNICA - SCOOTER 4 RUOTE MOD. "TITAN 2"

PRODUTTORE	Merits Health Products Co Ltd - NO.18, JINGKE ROAD, T.P.M.T PARK, NANTUN DISTRICT, TAICHUNG CITY 40852, TAIWAN.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.23.03.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1939126/R
CND	Y122124

DESCRIZIONE GENERALE

Scooter elettrico realizzato in struttura di acciaio, carenatura in ABS, un restyling del modello precedente, moderno, esteticamente più accattivante. Linea ergonomica, Ideale per utilizzo in esterni.

- Carenatura in ABS disponibile nel colore blu.
- Sedile imbottito, regolabile in altezza e profondità, girevole a 360°, schienale reclinabile e ribaltabile, poggiatesta regolabile in altezza, rivestimento in elegante similpelle "fuoco ritardante". L'angolazione dello schienale è regolabile in: 0°-10°-15°-30° Il dispositivo seduta è estraibile, per facilitare operazioni di carico.
- Braccioli regolabili in altezza, larghezza e ribaltabili.
- Dispositivo di guida ergonomico, regolabile in inclinazione ed abbattibile.
- Ruotine antiribaltamento.
- Paraurti anteriore e posteriore.
- Sistema di illuminazione LED con luci "stop" e indicatori di direzione.
- Specchietti retrovisore Dx e Sx.
- Freno manuale sul comando e freno elettromagnetico.
- Dispositivo di regolazione della velocità da 0 a 19 Km/h.
- Pulsante di limitazione della velocità massima a 6 Km/h.
- Barra di torsione per terreni sconnessi.
- Differenziale motore rinforzato per una migliore stabilità di guida.
- Sospensioni (ammortizzatori) indipendenti differenziati sulle singole ruote.
- Batterie asportabili, per necessità di trasporto.

DESTINAZIONE D'USO

Veicolo a motore elettrico ad elevata portabilità, semplicità d'utilizzo ed accettabilità psicologica, rispetto alla carrozzina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, sufficiente tonicità, controllo del tronco e degli arti superiori, manualità per utilizzo dei comandi. Il prodotto non è indicato per utenti che necessitano di appoggio stabile alla schiena, collo e testa, per coloro che hanno turbe di equilibrio e limitati controlli muscolari.

IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 19 Km/h
- Pulsante di limitazione velocità massima a 6 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 56 Km ca.
- Raggio di sterzata cm 202
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 12
- Motore DC 24V, potenza 650 W (minima) 2200 W (massima) a quattro poli
- Comando Dynamic Rhino2 - 160 Ah
- Batterie: Nr. 2 da 12 V / 75Ah ad acido assorbito
- Carica batterie esterno, a spegnimento automatico, da 12Ah
- Pendenza massima superabile 12° = 21,26% (a 12 Km/h)
- Freno elettromagnetico – distanza frenata a velocità di 6 Km/h, su terreni asciutti, cm 150 ca.
- Freno manuale su dispositivo di guida.
- Ruote anteriori direzionali da 14" = cm 35,56 pneumatiche scolpite.
- Ruote posteriori motrici da 16" = cm 40,64 pneumatiche scolpite.

DIMENSIONI						
						
51cm	cm 46	cm 56	cm 46	cm 51	cm 112	cm 154
		p		Senza batterie		
cm 71	cm 133	204 Kg	137,5 Kg	107 Kg		
INFO UTILI						
CODICE		• 854525				
UNITÀ CONFEZIONAMENTO		Pz. 1				
ACCESSORI		• Cintura di sicurezza • Dispositivo porta bastone/stampella • Dispositivo porta bombola O2 • Dispositivo supporto per deambulatore • Dispositivo protezione pioggia/sole				
GARANZIA		2 anni.				
CONFORMITÀ						
Imbottitura sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1. Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 –EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.						

