

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MED 3P IMMOBILIZZATORE PER GINOCCHIO A 3 PANNELLI REGOLABILI - LUNGHEZZA: 45-55-65 cm

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1988117/R

CODICE PRODOTTO:

859490: MED 3P - Immobilizzatore lunghezza 45cm

859491: MED 3P - Immobilizzatore lunghezza 55cm

859492: MED 3P - Immobilizzatore lunghezza 65cm

DESCRIZIONE

Realizzato in tessuto resistente e morbido con elevato potere traspirante per evitare il ristagno di sudorazione e aumentare la ventilazione alla cute.

Fasce di chiusura a strappo, stecche in alluminio malleabili ed estraibili per la massima personalizzazione sull'arto del paziente. Parte interna rivestita di materiale anallergico, supporto interno al popliteo.

I tre differenti pannelli che costituiscono la ginocchiera, consentono di adattare l'immobilizzatore a ogni circonferenza della gamba

Taglia Universale, ambidestra

INDICAZIONI:

Immobilizzazione del ginocchio nel post-trauma, post-operatorio e post-gesso, distorsioni di II° e III° grado



MATERIALI DI FABBRICAZIONE

45% spugna in poliammide - 45% Poliestere da 6mm - 10% Cotone - Stecche ortopediche in alluminio

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED 3P/45	MED 3P/55	MED 3P/65
UNIVERSALE	859490	859491	859492

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

