

MED ABDO DELUXE 125 e 132 FASCIA ADDOMINALE UNISEX DELUXE - ALTEZZA DA 25 e 32 cm

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20020 Arese (MI) - Italy

DESCRIZIONE PRODOTTO:

MED ABDO DELUXE 25 - FASCIA ADDOMINALE UNISEX DELUXE ALTEZZA 25cm
REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1939131/R

MED ABDO DELUXE 32 - FASCIA ADDOMINALE UNISEX DELUXE ALTEZZA 32cm
REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1939132/R

DESCRIZIONE

Fascia addominale realizzata in tessuto interlock altamente contenitivo e confortevole con doppia chiusura a anteriore a strappo per la migliore la vestibilità e il comfort durante l'utilizzo.

Il particolare tessuto di fabbricazione è particolarmente resistente ai lavaggi, doppia fascia a strappo di chiusura per all'elevata resistenza alle tensioni provocate dal movimento del corpo anche in flessione dorsale

Design della fascia avvolgente anatomico a basso profilo
5 taglie disponibili da S a XXL
Due differenti varianti di altezza: da 25cm e 32cm



Indicazioni

- Uso nel post-operatorio
- Uso nel post-parto

sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

80% Cotone - 20% Elastan

Analisi dei requisiti: al fine di soddisfare i requisiti essenziali della DIR 93/42, in base al tipo di uso previsto, sono stati analizzati i requisiti ed eseguita la valutazione dei rischi. Si è valutato che il prodotto a seguito della sua tipologia, se utilizzato correttamente come dà indicazioni fornite dal negoziante/medico, e secondo le regole del buon senso non presenta rischi ragionevolmente prevedibili. Il prodotto non è in confezione sterile e va usato su cute sana.

Esso è destinato al benessere della persona, pertanto non vi sono limiti di tempo valutabili nel suo utilizzo, salvo diverse indicazioni date da personale specializzato. Le parti necessarie alla costruzione del capo vengono prodotte in Italia o in stati comunitari, pertanto sono soggette alle attuali normative CE.

Si sono anche valutati gli aspetti di biocompatibilità, anallergica, tossicità, infiammabilità del prodotto.

- Biocompatibilità: non applicabile in quanto non è una sostanza a contatto con l'organismo.
Tossicità: accettabile, soggettiva
- Infiammabilità: non esistente se non a diretto contatto di fiamme libere
- Biocontaminazione: non applicabile
- Lesioni: non esistente per un uso corretto del prodotto.

Il tessuto non contiene coloranti che dissociandosi possano rilasciare ammine aromatiche e pertanto il prodotto, a diretto contatto con la pelle, rispetta i principi OEKO-TEX e i requisiti ecologici umani attualmente in vigore e stabiliti da questi standard.

Il capo viene prodotto presso il nostro stabilimento terziario di fiducia da parte del personale tecnico qualificato. Le documentazioni tecniche OEKO-TEX standard 100 e regolamento Reach, relative alle materie prime utilizzate per la realizzazione di questo articolo e alle sue fasi di lavorazione, sono conservate nell'archivio digitale presso la sede operativa di Arese con numero di archiviazione progressivo, e sono visionabili ma non divulgabili a terze parti secondo quanto previsto dall'attuale normativa sulla privacy in vigore.

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED ABDO DELUXE 125	MED ABDO DELUXE 132
S	863321	863331
M	863322	863332
L	863323	863333
XL	863324	863334
XXL	863325	863335

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

