

## **MED ACTIVE 21 CORSETTO LOMBOSACRALE UNISEX PER LAVORO E SPORT - ALTEZZA 21cm**

### **SCHEDA TECNICA**

**PRODUTTORE:** Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy  
**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy  
**REPERTORIO DM:** (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1941568/R

### **DESCRIZIONE PRODOTTO:**

**MED ACTIVE 21 - CORSETTO LOMBOSACRALE UNISEX DESIGN DINAMICO PER SPORT E LAVORO  
- h 21cm**

### **DESCRIZIONE**

Corsetto lombosacrale con design dinamico realizzato in tessuto leggero traforato interlock altamente ventilante per l'uso durante le attività lavorative oppure sportive

Stecche a spirale flessibili di sostegno e rinforzo con design ad effetto dinamico per fornire la massima contenzione anche se usato per un periodo prolungato di sforzo come può avvenire durante l'attività sportiva o lavorativa pesante

Realizzato con tessuto leggero, traspirante, ventilato e resistente ai lavaggi, assicura alta vestibilità e ottimo comfort durante l'utilizzo

Chiusura a strappo, inserto per le dita per facilitare la chiusura e per regolare il grado di compressione desiderato

Altezza posteriore del corsetto da 21cm per un minimo ingombro

Colore nero con rifiniture in giallo

Design unisex per uomo o per donna

5 taglie: da S a XXL



### **Indicazioni**

- Lombalgia acuta, subacuta e cronica
- Traumi lombari di lieve o moderata severità
- Contratture muscolari
- Per la prevenzione e protezione da traumi alla colonna

## MATERIALI DI FABBRICAZIONE

### 80% Nylon - 20% Elastan - Stecche ortopediche

**Analisi dei requisiti:** al fine di soddisfare i requisiti essenziali della DIR 93/42, in base al tipo di uso previsto, sono stati analizzati i requisiti ed eseguita la valutazione dei rischi. Si è valutato che il prodotto a seguito della sua tipologia, se utilizzato correttamente come dà indicazioni fornite dal negoziante/medico, e secondo le regole del buon senso non presenta rischi ragionevolmente prevedibili. Il prodotto non è in confezione sterile e va usato su cute sana. Esso è destinato al benessere della persona, pertanto non vi sono limiti di tempo valutabili nel suo utilizzo, salvo diverse indicazioni date da personale specializzato. Le parti necessarie alla costruzione del capo vengono prodotte in Italia o in stati comunitari, pertanto sono soggette alle attuali normative CE. Si sono anche valutati gli aspetti di biocompatibilità, anallergica, tossicità, infiammabilità del prodotto.

- **Biocompatibilità:** non applicabile in quanto non è una sostanza a contatto con l'organismo.  
**Tossicità:** accettabile, soggettiva.
- **Infiammabilità:** non esistente se non a diretto contatto di fiamme libere.  
**Biocontaminazione:** non applicabile.
- **Lesioni:** non esistente per un uso corretto del prodotto.

Il tessuto non contiene coloranti che dissociandosi possano rilasciare ammine aromatiche e pertanto il prodotto, a diretto contatto con la pelle, rispetta i principi OEKO-TEX e i requisiti ecologici umani attualmente in vigore e stabiliti da questi standard. Il capo viene prodotto presso il nostro stabilimento terziario di fiducia da parte del personale tecnico qualificato. Le documentazioni tecniche OEKO-TEX standard 100 e regolamento Reach, relative alle materie prime utilizzate per la realizzazione di questo articolo e alle sue fasi di lavorazione, sono conservate nell'archivio digitale presso la sede operativa di Arese con numero di archiviazione progressivo, e sono visionabili ma non divulgabili a terze parti secondo quanto previsto dall'attuale normativa sulla privacy in vigore.

## TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED ACTIVE 21
S	856351
M	856352
L	856353
XL	856354
XXL	856355

Unità di confezionamento: Pezzi 1



**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
**mediland.it** info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

**CONFORMITÀ:**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.



02292840127

uff. reg. imp. di varese n. 22059

R.E.A. varese n. IT 08090000005457

cap. soc. € 62.400,00 i.v.

P.IVA e C.F.