

MED BACK 830/24 e 830/27 CORSETTO LOMBOSACRALE INCROCIO POSTERIORE DINAMICO - ALTEZZA DA h 24cm e 27cm - COLORE BEIGE

SCHEDA TECNICA 011/2020

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

DESCRIZIONE PRODOTTO:

MED BACK 830/24 - CORSETTO LOMBOSACRALE INCROCIO POSTERIORE DINAMICO ALTEZZA 24cm, COLORE BEIGE

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr.1941571/R

MED BACK 830/27 - CORSETTO LOMBOSACRALE INCROCIO POSTERIORE DINAMICO ALTEZZA 27cm, COLORE BEIGE

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr.1941572/R

DESCRIZIONE

Corsetto realizzato in tessuto traspirante millerighe con inserto per la trazione a incrocio ad azione dinamica per i muscoli paravertebrali

Il tessuto 1000 righe di fabbricazione garantisce traspirabilità, ventilazione, elevata vestibilità, alto comfort e lunga durata nel tempo anche dopo ripetuti lavaggi

Fascia anteriore di chiusura a strappo a doppio uncino, inserto per le dita per facilitare l'indosso, stecche flessibili estraibili con apposite tasche

Colore beige con rifiniture dei particolari in blu marine

Disponibile in due varianti d'altezza posteriore:

Med Back 830/24 - altezza 24cm

Med Back 830/27 - altezza 27cm

Design unisex

5 differenti taglie: da S a XXL



Indicazioni

- Lombalgia in fase acuta, subacuta e cronica
- Discopatie
- Traumi lombari
- Contratture muscolari
- Nel post-operatorio
- Per la prevenzione e protezione da traumi alla colonna

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

50% Poliestere - 33% Poliammide - 17% Elastan - Stecche ortopediche

Analisi dei requisiti: al fine di soddisfare i requisiti essenziali della DIR 93/42, in base al tipo di uso previsto, sono stati analizzati i requisiti ed eseguita la valutazione dei rischi. Si è valutato che il prodotto a seguito della sua tipologia, se utilizzato correttamente come dà indicazioni fornite dal negoziante/medico, e secondo le regole del buon senso non presenta rischi ragionevolmente prevedibili. Il prodotto non è in confezione sterile e va usato su cute sana. Esso è destinato al benessere della persona, pertanto non vi sono limiti di tempo valutabili nel suo utilizzo, salvo diverse indicazioni date da personale specializzato. Le parti necessarie alla costruzione del capo vengono prodotte in Italia o in stati comunitari, pertanto sono soggette alle attuali normative CE. Si sono anche valutati gli aspetti di biocompatibilità, anallergica, tossicità, infiammabilità del prodotto

- **Biocompatibilità:** non applicabile in quanto non è una sostanza a contatto con l'organismo.
Tossicità: accettabile, soggettiva.
- **Infiammabilità:** non esistente se non a diretto contatto di fiamme libere.
- **Biocontaminazione:** non applicabile.
- **Lesioni:** non esistente per un uso corretto del prodotto.

Il tessuto non contiene coloranti che dissociandosi possano rilasciare ammine aromatiche e pertanto il prodotto, a diretto contatto con la pelle, rispetta i principi OEKO-TEX e i requisiti ecologici umani attualmente in vigore e stabiliti da questi standard.

Il capo viene prodotto presso il nostro stabilimento terziario di fiducia da parte del personale tecnico qualificato. Le documentazioni tecniche OEKO-TEX standard 100 e regolamento Reach, relative alle materie prime utilizzate per la realizzazione di questo articolo e alle sue fasi di lavorazione, sono conservate nell'archivio digitale presso la sede operativa di Arese con numero di archiviazione progressivo, e sono visionabili ma non divulgabili a terze parti secondo quanto previsto dall'attuale normativa sulla privacy in vigore.

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED BACK 830/24	MED BACK 830/27
S	863371	863381
M	863372	863382
L	863373	863383
XL	863374	863384
XXL	863375	863385

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

