

MED ELASTIC K ONE GINOCCHIERA IN ELASTICO CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1988102/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:
MED ELASTIC K ONE - GINOCCHIERA IN ELASTICO CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA

DESCRIZIONE

Realizzata in tessuto di alta qualità con lavorazione 3D a elevata elasticità per creare l'effetto massaggio e compressione bilanciata.
Traspirante, confortevole, durevole nel tempo ed efficace

Il gradiente elastico compressivo, favorisce il riassorbimento dell'edema e l'infiammazione agendo come effetto massaggio per favorire la circolazione
Monta un supporto in gel siliconico alla rotula per fornire stabilizzazione

Ideale per l'attività sportiva, lavorativa e l'uso quotidiano nel paziente anziano
5 taglie: da S a XXL, ambidestra

Indicazioni

- Lieve dolore da osteoartrosi
- Lesioni di minore entità al ginocchio
- Protezione in attività sportive non impegnative
- Particolarmente indicata per persone anziane

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

40% Elastan - 30% Nylon - 30% Poliestere - Supporto alla rotula: Gel siliconico

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED ELASTIC K ONE
S	859850
M	859851
L	859852
XL	859853
XXL	859854



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

