

## MED ELASTIC K PLUS GINOCCHIERA IN ELASTICO CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA E STECCHE FLESSIBILI

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy  
**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

**REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1988110/R**

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**  
**MED ELASTIC K PLUS - GINOCCHIERA IN ELASTICO CON STABILIZZATORE  
ALLA ROTULA E STECCHE FLESSIBILI**

#### DESCRIZIONE

Realizzata in tessuto di alta qualità con lavorazione 3D a elevata elasticità per creare l'effetto massaggio e compressione.  
Traspirante, confortevole, durevole ed efficace

Il gradiente elastico compressivo, favorisce il riassorbimento dell'edema e l'infiammazione agendo come effetto massaggio per favorire la circolazione

Monta un supporto in gel siliconico attorno alla rotula per fornire stabilizzazione e stecche a spirale flessibili laterali per sostenere ed aiutare il movimento articolare.

Ideale per l'attività sportiva, lavorativa e l'uso quotidiano nel paziente anziano  
5 taglie: da S a XXL, ambidestra



#### Indicazioni:

- Lieve dolore da osteoartrosi
- Lesioni di minore entità al ginocchio
- Protezione in attività sportive non impegnative
- Particolarmente indicata per persone anziane

#### MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

40% Elastan - 30% Nylon - 30% Poliestere - Supporto alla rotula: Gel siliconico - Stecche ortopediche flessibili

**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
**mediland.it** info@mediland.it **T** +39 02997708 r.a. **F** +39 02 93585618

## TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED ELASTIC K PLUS
<b>S</b>	<b>859855</b>
<b>M</b>	<b>859856</b>
<b>L</b>	<b>859857</b>
<b>XL</b>	<b>859858</b>
<b>XXL</b>	<b>859859</b>

Unità di confezionamento: Pezzi 1

### CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

