

MED H AIR GINOCCHIERA IN AIRPRENE CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA E ASTE POLICENTRICHE

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1988123/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:
**MED H AIR - GINOCCHIERA IN AIRPRENE CON STABILIZZATORE ALLA
ROTULA E ASTE POLICENTRICHE**

DESCRIZIONE

Ginocchiera con stabilizzatore alla rotula, doppia chiusura a strappo, aste policentriche estraibili e malleabili per correggere il varo/valgo, tasca di protezione imbottita per le aste policentriche.

Le doppie fasce con chiusura a strappo assicurano un'elevata stabilità del tutore sull'arto del paziente e le aste con snodo policentrico sono estraibili per apportare eventuali correzioni dell'eccesso di varo/valgo che si rendessero necessarie

Realizzata in tessuto Airprene d'ultima generazione con lavorazione 3D, il materiale assicura traspirabilità, ventilazione sulla cute, riduzione della sudorazione, elevato comfort durante l'uso.
5 taglie da S a XXL, ambidestra

Indicazioni

- Instabilità da lieve a moderata legamentosa
- Instabilità rotulea lieve e moderata
- Condromalacia, processi infiammatori al ginocchio
- Nel post-operatorio, post-artroscopia
- Traumi articolari moderati o severi
- Lieve e moderata instabilità femoro-rotulea
- Efficace per la protezione e prevenzione articolare durante le fasi di recupero o in attività sportive



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

60% poliestere - 40% nylon - Cuscinetto alla rotula: 100% gel siliconico

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED H AIR
S	859580
M	859581
L	859582
XL	859583
XXL	859584

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

