

# MED K 1 AIR GINOCCHIERA IN AIRPRENE CON SUPPORTO ROTULEO

## SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy  
**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

**REPERTORIO DM:** (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1988138/R  
**DESCRIZIONE PRODOTTO:** MED K 1 AIR - GINOCCHIERA IN AIRPRENE  
CON SUPPORTO ROTULEO

### DESCRIZIONE

Ginocchiera design tubolare senza stecche flessibili laterali con supporto di stabilizzazione alla rotula.

Realizzata in Airprene d'ultima generazione con lavorazione 3D a nido d'ape per creare una fitta rete di micro fori d'aerazione per ottenere un'alta traspirabilità, ottima ventilazione alla cute, elevato comfort durante l'uso.

L'Airprene svolge una leggera e continua azione di lieve compressione che favorisce la circolazione e l'area muscolare del quadricipite. Il materiale è sanitizzabile e garantisce la massima durata nel tempo. 5 taglie da S a XXL, ambidestra.

### Indicazioni:

- Traumi minori al ginocchio, muscolari e tendinei
- Nel ginocchio senile dell'anziano
- Nel post-operatorio, post-artroscopia
- Come protezione e prevenzione da traumi durante l'attività sportiva

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

60% poliestere - 40% nylon - Cuscinetto alla rotula: 100% gel siliconico



**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
**mediland.it** info@mediland.it **T** +39 02997708 r.a. **F** +39 02 93585618

#### **TAGLIE E CODICI**

| <b>TAGLIA</b> | <b>MED K 1 AIR</b> |
|---------------|--------------------|
| <b>S</b>      | <b>859540</b>      |
| <b>M</b>      | <b>859541</b>      |
| <b>L</b>      | <b>859541</b>      |
| <b>XL</b>     | <b>859542</b>      |
| <b>XXL</b>    | <b>859544</b>      |

**Unità di confezionamento: Pezzi 1**

#### **CONFORMITÀ:**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

