

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MED K 1 NEO GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON SUPPORTO ROTULEO

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1988141/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:
MED K 1 NEO - GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON SUPPORTO ROTULEO

DESCRIZIONE

Ginocchiera design tubolare senza stecche ortopediche con supporto di stabilizzazione alla rotula.

Realizzata in neoprene a triplo strato accoppiato a celle aperte con parte interna in morbido materiale anallergico. La ginocchiera garantisce: alta traspirabilità, ottima ventilazione alla cute, elevato comfort durante l'uso.

Il materiale è sanitizzabile e garantisce la massima durata nel tempo. 5 taglie da S a XXL, ambidestra.



Indicazioni:

- Traumi minori al ginocchio, muscolari e tendinei
- Nel ginocchio senile dell'anziano
- Nel post-operatorio, post-artroscopia
- Come protezione e prevenzione da traumi durante l'attività sportiva

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

Esterno: 70% neoprene - 30% poliestere - **Interno:** 40% elasthan - 30% nylon - 30% poliestere -
Cuscinetto alla rotula: 100% gel siliconico

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED K1 NEO
S	859530
M	859531
L	859532
XL	859533
XXL	859534

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

