

MED K 2 NEO GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA E STECCHE FLESSIBILI LATERALI

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1988250/R

DESCRIZIONE PRODOTTO: MED K 2 NEO - GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA E STECCHE FLESSIBILI LATERALI

DESCRIZIONE

Ginocchiera con stabilizzatore alla rotula e stecche ortopediche flessibili laterali.

Il design del tutore è corto per non creare fastidio durante l'utilizzo in particolare quando si usa come protezione nell'attività sportiva

Il materiale di fabbricazione in neoprene d'ultima generazione a triplo strato accoppiato, ha internamente un morbido materiale che garantisce traspirabilità, ventilazione alla cute, elevato comfort durante l'uso. Il materiale è facilmente sanitizzabile e garantisce la massima durata nel tempo

5 taglie da S a XXL, ambidestra

Indicazioni:

- Traumi minori al ginocchio, muscolari e tendinei
- Lieve condropatia alla rotula
- Lieve e moderata instabilità alla rotula
- Nel post-operatorio, post-artroscopia
- Nel ginocchio senile dell'anziano
- Come protezione e prevenzione da traumi durante l'attività sportiva

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

Esterno: 70% neoprene - 30% poliestere - Interno: 40% elastan - 30% nylon - 30% poliestere -
Cuscinetto alla rotula: 100% gel siliconico



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED K 2 NEO
S	859550
M	859551
L	859552
XL	859553
XXL	859554

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

