

MED NECK SOFT - COLLARE CERVICALE STANDARD ANATOMICO - ALTEZZA 6,8,10cm

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1967954/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:

MED NECK SOFT 6 - COLLARE CERVICALE SOFFICE h. 6cm
MED NECK SOFT 8 - COLLARE CERVICALE SOFFICE h. 8cm
MED NECK SOFT 10 - COLLARE CERVICALE SOFFICE h. 10cm

DESCRIZIONE:

Collare cervicale soffice realizzato in foam ipoallergico di media densità, rivestimento esterno in maglia di cotone, forma anatomica, fascia di chiusura a strappo.

Colore blu marine

Tre differenti altezze: da 6 (pediatrica), 8 e 10cm

Disponibile in 5 taglie da XS a XL

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

100% gommapiuma semirigida a media densità, rivestimento esterno in maglia tubolare 100% cotone, chiusura a strappo
Prodotto privo di lattice

INDICAZIONI:

- Lieve distorsione cervicale
- Artrosi cervicale di lieve entità
- Torcicollo
- Terapia di mantenimento



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED NECK SOFT h 6	MED NECK SOFT h 8	MED NECK SOFT h 10
XS	859400	859405	859410
S	859401	859406	859411
M	859402	859407	859412
L	859403	859408	859413
XL	859404	859409	859414

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

