

MED OTTO IMMOBILIZZATORE A “8” PER CLAVICOLA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1967961/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:

MED OTTO - IMMOBILIZZATORE A “8” PER CLAVICOLA

DESCRIZIONE

Immobilitatore per la clavicola design a “8” realizzato in doppio tessuto accoppiato con gommapiuma e tubolare in cotone, chiusura incrociata posteriore con fasce a strappo ad alta resistenza alla trazione

Il design è studiato per esercitare in modo uniforme il grado di trazione alla clavicola che si desidera esercitare

2 taglie: S/M/L e
XL/XXL
Colore blu marine
Versione unisex

Indicazioni

- Fratture di clavicola con o senza dislocazione
- Per correggere la postura delle spalle

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED OTTO
S/M/L	859460
XL/XXL	859461



mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

