

## **MED S NEO GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA, APERTURA ALLA COSCIA, ASTE POLICENTRICHE**

### **SCHEDA TECNICA**

**PRODUTTORE:** Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy  
**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI)  
- Italy

**REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1988261/R**

**CODICE:**  
**MED S NEO - GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STABILIZZATORE  
ALLA ROTULA, APERTA ALLA COSCIA, ASTE POLICENTRICHE**

#### **DESCRIZIONE**

Ginocchiera con stabilizzatore alla rotula, doppia chiusura a strappo, aste policentriche con apertura alla coscia per facilitare l'indosso  
Le doppie fasce con chiusura a strappo assicurano un'elevata stabilità del tutore sull'arto del paziente e l'apertura alla coscia consente l'indosso con facilità anche per persone con ridotta mobilità delle dita della mano

Le aste policentriche sono estraibili e possono essere modificate per apportare correzioni del varo/valgo se necessarie per ottimizzare la stabilizzazione articolare

Il materiale di fabbricazione in neoprene d'ultima generazione ipoallergico, garantisce traspirabilità, ventilazione, riduce l'eccesso di sudorazione sulla cute, trasmette al paziente una sensazione di elevato comfort durante l'uso  
5 taglie da S a XXL, ambidestra

#### **Indicazioni**

- Instabilità da lieve a moderata legamentosa
- Instabilità rotulea lieve e moderata
- Condromalacia, processi infiammatori al ginocchio
- Nel post-operatorio, post-artroscopia
- Traumi articolari moderati o severi
- Lieve e moderata instabilità femoro-rotulea
- Efficace per la protezione e prevenzione articolare durante le fasi di ricupero o in attività sportive



**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
**mediland.it** info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## **MATERIALI DI FABBRICAZIONE**

**Esterno:** 70% neoprene - 30% poliestere - **Interno:** 40% elastan - 30% nylon - 30% poliestere -  
Cuscinetto alla rotula: 100% gel siliconico

## **TAGLIE E CODICI**

<b>TAGLIA</b>	<b>MED S NEO</b>
<b>XS</b>	<b>859820</b>
<b>S</b>	<b>859821</b>
<b>M</b>	<b>859822</b>
<b>L</b>	<b>859823</b>
<b>XL</b>	<b>859824</b>

**Unità di confezionamento:** Pezzi 1

## **CONFORMITÀ:**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

