

MED W AIR GINOCCHIERA IN AIRPRENE CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA, APERTURA ALLA COSCIA E STECCHE FLESSIBILI

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1988265/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:
MED W AIR - GINOCCHIERA IN AIRPRENE CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA, APERTURA ALLA COSCIA E STECCHE FLESSIBILI

DESCRIZIONE

Ginocchiera con stabilizzatore alla rotula, doppia chiusura a strappo, stecche flessibili con apertura alla coscia per facilitare l'indosso

Le doppie fasce con chiusura a strappo assicurano un'elevata stabilità del tutore sull'arto del paziente e l'apertura alla coscia consente l'indosso con facilità anche per persone con ridotta mobilità delle dita della mano

Il materiale di fabbricazione in Airprene d'ultima generazione con lavorazione 3D garantisce traspirabilità, ventilazione, riduce l'eccesso di sudorazione sulla cute, elevato comfort durante l'uso

5 taglie da S a XXL, ambidestra

Indicazioni:

- Instabilità da lieve a moderata legamentosa
- Instabilità rotulea lieve e moderata
- Condromalacia, processi infiammatori al ginocchio
- Nel post-operatorio, post-artroscopia
- Traumi articolari moderati o severi
- Lieve e moderata instabilità femoro-rotulea
- Efficace per la protezione e prevenzione articolare durante le fasi di recupero o in attività sportive



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

60% poliestere - 40% nylon - Cuscinetto alla rotula: 100% gel siliconico - stecche ortopediche flessibili

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED W AIR
S	859815
M	859816
L	859817
XL	859818
XXL	859819

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

