

MED WRIST 20B e MED WRIST 25B POLSIERA ANATOMICA CON POLLICE DA 20 e 25cm LUNGHEZZA

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI) - Italy
REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr. 1967972/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:

MED WRIST 20B - POLSIERA ANATOMICA CON POLLICE LUNGHEZZA DA 20cm
MED WRIST 25B - POLSIERA ANATOMICA CON POLLICE LUNGHEZZA DA 25cm

DESCRIZIONE

Polsiera design anatomico realizzata in tessuto accoppiato con parte interna rivestita di materiale traspirante e ventilato. Chiusura con sistema a laccio unificato per un veloce e facile indosso, due lunghezze da 20 oppure 25 cm, con l'inclusione del pollice. La polsiera monta stecche in alluminio malleabile estraibili per la corretta posizione del polso. Disponibile in due lunghezze da 20 oppure 25cm
2 Taglie: S/L oppure XL/XXL, ambidestre



Indicazioni

- Distorsioni e traumi al polso di moderata e severa entità
- Immobilizzazione del polso nel post-operatorio
- Dopo rimozione del gesso come periodo di protezione
- Versioni con pollice indicata nei casi dove sia necessario inibire il movimento del dito

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

Tessuto stratificato a sandwich: 40% spugna di foam poliuretanic a media densità - 35% poliestere - 25% cotone a contatto sulla pelle, stecche ortopediche in alluminio malleabile

Biocompatibilità: non applicabile in quanto non è una sostanza a contatto con l'organismo.

- **Tossicità:** accettabile, soggettiva
- **Infiammabilità:** non esistente se non a diretto contatto di fiamme libere.
- **Biocontaminazione:** non applicabile.
- **Lesioni:** non esistente per un uso corretto del prodotto.

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Il tessuto non contiene coloranti che dissociandosi possano rilasciare ammine aromatiche e pertanto il prodotto, a diretto contatto con la pelle, rispetta i principi OEKO-TEX e i requisiti ecologici umani attualmente in vigore e stabiliti da questi standard.

Il capo viene prodotto presso il nostro stabilimento terziario di fiducia da parte del personale tecnico qualificato. Le documentazioni tecniche OEKO-TEX standard 100 e regolamento Reach, relative alle materie prime utilizzate per la realizzazione di questo articolo e alle sue fasi di lavorazione, sono conservate nell'archivio digitale presso la sede operativa di Arese con numero di archiviazione progressivo, e sono visionabili ma non divulgabili a terze parti secondo quanto previsto dall'attuale normativa sulla privacy in vigore.

TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED WRIST 20B CON POLLICE	MED WRIST 25B CON POLLICE
S/L	859484	859486
XL/XXL	859485	859487

Unità di confezionamento: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

