

CARROZZINA KOMETA M300

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5, 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Carrozzina base ad autospinta mod. M300

CODICE ISO: 12.22.03.003

REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - 1895318/R

CND: Y122106

CODICE PRODOTTO: 700271-2-3-4-5

DESCRIZIONE

Indicata per uso quotidiano, in condizioni clinico-ambientali che consentano facile manovrabilità. Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori munite di corrimano, pieghevole, in lega di metallo verniciato epossidico, anticorrosione.



CARATTERISTICHE TECNICHE:












- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione.
- Tele sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli ribaltabili, imbottiti, mod. desk (a scrivania), con fiancata proteggi abito
- Ruote posteriori 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96), gommatura PU SOFT, provviste di anello corrimano di spinta
- Ruote anteriori 8" x 1" (DIA cm 20,32)
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza. Appoggiapiedi separati in PU/NYLON
- Larghezza seduta cm 38 - 40,5 - 43 - 45,5 - 48
- Portata massima Kg. 120
- Peso carrozzina Kg. 18 ca.

Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

OPTIONAL:

- Braccioli regolabili in altezza, estraibili
- Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili

- Tavolo con incavo avvolgente

Larghezza massima	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza a totale	Profondità a sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
										
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	Kg
55	26,5	38	25	51	89	104	40	41	17,7	120
57,6	26,5	40,5	25	51	89	104	40	41	17,8	120
60	26,5	43	25	51	89	104	40	41	17,9	120
62,5	26,5	45,5	25	51	89	104	40	41	18	120
65	26,5	48	25	51	89	104	40	41	18,1	120

CONFORMITA':

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste. **Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

