

SCHEDA TECNICA - SFIGMOMANOMETRO DA POLSO RC7W

PRODUTTORE	Microlife Corporation - 9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.
RAPPRESENTANTE EUROPEO	Microlife UAB - P. Lukšio g. 32, 0822, Vilnius, Lithuania.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 2161271
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Sfigmomanometro da polso RC7W. Completamente automatico, semplice e pratico: 3 funzioni in un unico tasto.
Tecnologia Fuzzy Logic: personalizza il gonfiaggio del bracciale.
Grande affidabilità: strumento testato clinicamente.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• PESO: 135 g (incluso batterie e bracciale) • DIMENSIONI: 68 x 60 x 60 mm. (bracciale incluso) • TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: -5 + 50° C • UMIDITA': da 15 a 85% umidità relativa massima • CONDIZIONI DI IMPIEGO: da 10 a 40°C • DISPLAY: a cristalli liquidi • METODO DI MISURAZIONE: oscillometrico • SENSORE DI PRESSIONE: capacitivo • CAMPO DI MISURAZIONE • SISTOLICA/DIASTOLICA: da 30 a 280 mmHg • PULSAZIONI: da 40 s 200 per minuto • CAMPO DI PRESSURIZZAZIONE BRACCIALE: 0-299 mmHg • FUNZIONE DI MEMORIA: fino a 30 valori di misurazione per ciascuno dei 2 utenti. • RISOLUZIONE DI MISURA: 1mmHg • PRECISIONE: Pressione entro ±3 mmHg • Pulsazioni ± 5% • ALIMENTAZIONE: 2 batterie UM-4, misura AAA 1,5 V • ACCESSORI: custodia

INFO UTILI

CODICE	• 860612
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.