

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - CLX™

PRODUTTORE	Hygenic Corporation Performance Health, LLC 1245 Home Avenue Akron, Ohio 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1748253/R (Pretagliato) Nr. 1748260/R (box da 22 metri)
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

CLX è un nuovo elastico brevettato, latex free, ad anelli (loops) consecutivi. Il design a loops consecutivi rende questo elastico versatile e facile da utilizzare in un'ampia gamma di esercizi.

Indicate per pazienti intolleranti al lattice e per le strutture con protocolli latex free. Utilizzabili per un'ampia gamma di esercizi in differenti ambiti clinici: fisioterapia e riabilitazione funzionale, terapia occupazionale, ortopedia, pediatria, medicina sportiva, riabilitazione domiciliare, geriatria e riabilitazione cardiopolmonare.

Il design intuitivo e la versatilità di CLX consentono una facile esecuzione degli esercizi, anche a domicilio.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Tutto in un unico prodotto, Versatilità e Risparmio. • Le stesse performance di quattro prodotti: fascia elastica, loop, tubing con impugnature e ancoraggio. • Latex free. • EASY GRIP LOOPS™: molteplici opzioni d'impugnatura a mani libere • La Semplicità ne favorisce l'utilizzo. • I Loops consecutivi consentono esercizi a mani libere. • Stesso sistema di progressione dei colori Thera-Band, la resistenza aumenta del 25% dal giallo attraverso nero. • Realizzati in TPE (Thermo Plastic Elastomer), polimero sintetico. • Non contengono lattice.

CODICI / DIMENSIONI

Box da 22 metri

- 305360 - TheraBand CLX Giallo
- 305361 - TheraBand CLX Rosso
- 305362 - TheraBand CLX Verde
- 305363 - TheraBand CLX Blu
- 305364 - TheraBand CLX Nero
- 305365 - TheraBand CLX Argento
- 305366 - TheraBand CLX Oro

CLX in confezione singola, pre-tagliato a 11 loops, 2,2m circa di lunghezza

- 305370 - TheraBand CLX pre-tagliato Giallo
- 305371 - TheraBand CLX pre-tagliato Rosso
- 305372 - TheraBand CLX pre-tagliato Verde
- 305373 - TheraBand CLX pre-tagliato Blu
- 305374 - TheraBand CLX pre-tagliato Nero
- 305375 - TheraBand CLX pre-tagliato Argento
- 305376 - TheraBand CLX pre-tagliato Oro

INFO UTILI

UNITÀ CONFEZIONAMENTO	• CLX in confezione singola, pre-tagliato a 11 loops, 2,2m circa di lunghezza. • Box da 22 metri
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.