

SCHEMA TECNICA - Thera-Band® - EXERCISE STATION

PRODUTTORE	Hygenic Corporation Performance Health, LLC 1245 Home Avenue Akron, Ohio 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	IN ARRIVO
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Questa piattaforma per esercizi si caratterizza per la versatilità d'impiego sia nell'ambito della riabilitazione che del fitness. Semplice ma funzionale, essa coniuga l'utilizzo di tubolari elastici e piani d'appoggio mobili con utilissimi accessori, fungendo da base unica per esercizi combinati di resistenza, equilibrio e mobilità. La piattaforma per esercizi offre sempre una soluzione ottimale, sia per la riabilitazione successiva ad un infortunio, sia per quanti desiderino semplicemente allenarsi e tenersi in forma.

Leggera e robusta realizzata in materiale plastico, questa piattaforma per esercizi è in grado di resistere in modo ottimale ad un utilizzo ripetuto ed intensivo. Grazie ad un design lineare, si adatta a pressoché qualsiasi struttura ed ambiente. I 10 piedini in gomma disposti sul fondo della pedana esercitano un effetto antiscivolo durante l'attività e conferiscono sicurezza alla base d'appoggio. I sei attacchi di cui la piattaforma è provvista ed i suoi tubolari elastici dotati di ganci di fissaggio permettono inoltre lo svolgimento di un programma di training personalizzato.

Nella grande cavità centrale è possibile alloggiare numerosi prodotti Thera Band.

I tubing sono prodotti naturali realizzati in lattice puro. La durata dei medesimi e la sicurezza che essi garantiscono durante l'esercizio dipendono sostanzialmente dalla correttezza dell'impiego.

Controllare i tubolari prima di ogni utilizzo. Non devono presentare difetti o rotture.

Proteggere i tubolari dalla luce diretta del sole o dall'eccessivo calore.

Fissare i tubolari solo agli attacchi predisposti e controllare il corretto ancoraggio prima dell'uso. Mantenere sempre una posizione eretta o seduta sulla piattaforma quando si lavora con gli elastici. Pulizia degli elastici e della piattaforma deve essere fatta con acqua e saponi neutri. Non utilizzare prodotti eccessivamente aggressivi.

Non utilizzare scarpe con tacchi o suole che possano rovinare gli elastici o la superficie della piattaforma. Un utilizzo scorretto o imprudente può provocare infortuni.

L'allungamento dei tubolari non deve superare il 300-400%. La piattaforma può essere utilizzata dai bambini solo con la supervisione di un adulto.

DATI TECNICI

La piattaforma per esercizi include i seguenti accessori:

- Barra con raccordi ad anello a "D"
- Coppia di tubing in tre livelli di resistenza progressiva, nei colori rosso, verde, blu e di tre diverse lunghezze, 30,40,50 cm, con ganci di fissaggio.
- Due impugniture con anello si fissaggio.
- Due dispositivi di ancoraggio AssistTM con anello di fissaggio.

Gli accessori Training Station sono compatibili con la Wall Station e la Exercise Station.

CODICE

	• 305226 - Exercise Station		
	L - cm30,5 con connettori • 305184 (1pa) - Giallo/Leggero • 305227 (1pa) - Rosso/Medio • 305230 (1pa) - Verde/Forte • 305233 (1pa) - Blu/Extra Forte	L - cm45,5 con connettori • 305185 (1pa) - Giallo/Leggero • 305228 (1pa) - Rosso/Medio • 305231 (1pa) - Verde/Forte • 305234 (1pa) - Blu/Extra Forte	L - cm61 con connettori • 305186 (1pa) - Giallo/Leggero • 305229 (1pa) - Rosso/Medio • 305232 (1pa) - Verde/Forte • 305235 (1pa) - Blu/Extra Forte
	• 305236 - Impugnatura a fascia Assist: con anello di raccordo "D" (1 paio)		

	• 305238 - Padded Bar: 91.5 cm Barra con raccordi ad anello a "D"
INFO UTILI	
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.
CONFORMITÀ	
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.	

