

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - FASCE ELASTICHE

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr. 141006/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Fasce elastiche in lattice utilizzate per esercizi di riabilitazione e rieducazione di muscoli ed articolazioni. Otto livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed evidenzia i risultati ottenuti. I prodotti Thera-Band sono stati recentemente ricalibrati in modo tale che ogni step progressivo rappresenti un consistente aumento in forza del 25%, nel range clinico dal Beige al Nero, e del 40% nella gamma avanzata Argento e Oro.

La progressione del colore Thera-Band è ora ancora più facile da spiegare ai pazienti e più semplice da ricordare.

IMMAGINE ARTICOLO	INDICAZIONI
	Utilizzabili per un'ampia gamma di esercizi in differenti ambiti clinici: fisioterapia e riabilitazione funzionale, terapia occupazionale, ortopedia, pediatria, medicina sportiva, riabilitazione domiciliare, geriatria e riabilitazione cardio-polmonare. Approvati dall'APTA, associazione americana di terapia fisica. Disponibili in molteplici configurazioni: fasce pretagliate e rotoli, di lunghezza variabile ma larghezza fissa, 13cm. COMPOSIZIONE: Gomma naturale AVVERTENZE: Il prodotto contiene lattice Professional Resistance Bands - Rotoli economici che permettono di essere pre-tagliati secondo le esigenze.

DIMENSIONI

THERABAND® Progressione Colori		Resistance in Kilograms at:	
Thera-Band® Band/Tubing Color	Increase from Preceding Color at 100% Elongation	100% Elongation	200% Elongation
Thera-Band Beige	-	1.1	1.5
Thera-Band Giallo	25%	1.3	2.0
Thera-Band Rosso	25%	1.7	2.5
Thera-Band Verde	25%	2.1	3.0
Thera-Band Blu	25%	2.6	3.9
Thera-Band Nero	25%	3.3	4.6
Thera-Band Argento	40%	4.6	6.9
Thera-Band Oro	40%	6.5	9.5

BEGINNER
↓
ADVANCED

INFO UTILI

CODICE	Box da 45m7			Box da 5,5 mt		Astuccio - da 2.5mt	
	• 305010 - Beige/Extra Leggero	• 305011 - Giallo/Leggero	• 305012 - Rosso/Medio	• 305000 Beige/Extra Leggero	• 305001 Giallo/Leggero	• 305019 - Giallo/Leggero	• 305020 - Rosso/Medio
	• 305013 - Verde/Forte	• 305014 - Blue/Extra Forte	• 305015 - Nero/Special Forte	• 305002 Rosso/Medio	• 305003 Verde/Forte	• 305021 - Verde/Forte	• 305022 - Blue/Extra Forte
	• 305016 - Argento/Super Forte	• 305017 - Oro/Max		• 305004 Blue/Extra Forte	• 305005 Nero/Special Forte	• 305328 - Nero/Special Forte	
				• 305006 Argento/Super Forte	• 305007 Oro/Max		
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1						
ACCESSORI	/						
GARANZIA	2 anni.						

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.