

## SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - FASCE ELASTICHE LATEX FREE

|                                                                |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTTORE</b>                                              | HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA |
| <b>DISTRIBUTORE</b>                                            | Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)                          |
| <b>CODICE ISO</b>                                              | IN ARRIVO                                                                               |
| <b>REPERTORIO DM SSN<br/>(Art. 1 comma 409 legge 266/2005)</b> | 1748224/R                                                                               |
| <b>CND</b>                                                     | IN ARRIVO                                                                               |

### DESCRIZIONE GENERALE

Fasce elastiche prive di lattice e polvere utilizzate per esercizi di riabilitazione e rieducazione di muscoli ed articolazioni. Hanno le medesime prestazioni delle fasce in lattice naturale, cinque livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed evidenzia i risultati ottenuti.

La progressione del colore Thera-Band è ora ancora più facile da spiegare ai pazienti e più semplice da ricordare.

| IMMAGINE ARTICOLO                                                                 | INDICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Indicate per pazienti intolleranti al lattice e per le strutture con protocolli latex free. Utilizzabili per un'ampia gamma di esercizi in differenti ambiti clinici: fisioterapia e riabilitazione funzionale, terapia occupazionale, ortopedia, pediatria, medicina sportiva, riabilitazione domiciliare, geriatria e riabilitazione cardio-polmonare.</p> <p>Approvati dall'APTA, associazione americana di terapia fisica.</p> <p><b>COMPOSIZIONE:</b><br/>Realizzate in TPE (Thermo Plastic Elastomer), un polimero sintetico.<br/>Non contengono lattice.</p> |

### PROGRESSIONE COLORI

| THERABAND® Progressione Colori |                                                  | Resistance in Kilograms at: |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Thera-Band® Band/Tubing Color  | Increase from Preceding Color at 100% Elongation | 100% Elongation             | 200% Elongation |
| Thera-Band Beige               | -                                                | 1.1                         | 1.5             |
| Thera-Band Giallo              | 25%                                              | 1.3                         | 2.0             |
| Thera-Band Rosso               | 25%                                              | 1.7                         | 2.5             |
| Thera-Band Verde               | 25%                                              | 2.1                         | 3.0             |
| Thera-Band Blu                 | 25%                                              | 2.6                         | 3.9             |
| Thera-Band Nero                | 25%                                              | 3.3                         | 4.6             |
| Thera-Band Argento             | 40%                                              | 4.6                         | 6.9             |
| Thera-Band Oro                 | 40%                                              | 6.5                         | 9.5             |

BEGINNER  
↓  
ADVANCED

### INFO UTILI

|                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODICE</b>                | <b>Box da 22mt</b><br>• 305131 - Giallo/Leggero<br>• 305132 - Rosso/Medio<br>• 305133 - Verde/Forte<br>• 305134 - Blue/Extra Forte<br>• 305135 - Nero/Special Forte |
| <b>UNITÀ CONFEZIONAMENTO</b> | Pz. 1                                                                                                                                                               |
| <b>ACCESSORI</b>             | /                                                                                                                                                                   |
| <b>GARANZIA</b>              | 2 anni.                                                                                                                                                             |

### CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.  
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.