

SCHEMA TECNICA - Thera-Band® - FlexBar

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 145626/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Thera-Band® FlexBar® è un dispositivo flessibile a resistenza progressiva che viene utilizzato per incrementare la forza di mani, braccia e spalle e per migliorare la forza nella presa. Le FlexBar sono leggere e grazie alla loro superficie increspata sono facili da impugnare. Misurano 30,5 cm, hanno quattro livelli di resistenza che aumentano in base al diametro, seguendo il noto codice colore. L'efficacia delle Thera-Band® FlexBar® è dimostrata da evidenze (1) cliniche pubblicate.

(1) Page P, et al, 2004. Muscle activity of the upper extremity during oscillation exercise using the Thera-Band® FlexBar®

IMMAGINE ARTICOLO	INDICAZIONI										
 <table border="1" data-bbox="151 795 443 1041"> <thead> <tr> <th>FlexBar</th><th>Forza</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giallo</td><td>2.5 kg</td></tr> <tr> <td>Rosso</td><td>4.5 kg</td></tr> <tr> <td>Verde</td><td>7 kg</td></tr> <tr> <td>Blu</td><td>11 kg</td></tr> </tbody> </table>	FlexBar	Forza	Giallo	2.5 kg	Rosso	4.5 kg	Verde	7 kg	Blu	11 kg	Le FlexBar sono indicate per esercizi di flessione, torsione, o oscillazione, per aumentare la resistenza e / o stabilizzare l'articolazione scapolo-omerale durante la riabilitazione o l'allenamento e il fitness. Sono indicati per persone anziane, portatori di artrite o soggetti con una limitata capacità di afferrare. Sono inoltre utilizzati per specifici programmi sportivi. Evidenze cliniche hanno dimostrato come le Flexbar siano indicate anche per tutti quei soggetti che soffrono di una patologia molto dolorosa e diffusa, conosciuta come "il gomito del tennista", che cercano una soluzione duratura, non chirurgica. MATERIALE: Gomma naturale Guscio esterno in PVC, chiusura in polietilene e contenuto interno fatto da microsfere di polipropilene e acciaio.
FlexBar	Forza										
Giallo	2.5 kg										
Rosso	4.5 kg										
Verde	7 kg										
Blu	11 kg										

La forza espressa in kg si riferisce alla barra piegata ad "U"

INFO UTILI

CODICE	• 305180 - Giallo/Extra Leggero • 305202 - Verde/Medio • 305201 - Rosso/Leggero • 305203 - Blu/Forte
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.