

SCHEMA TECNICA - Thera-Band® - HAND TRAINER

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr. 141360/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Il Thera-Band® Hand Trainer è un prodotto indicato per la riabilitazione di dita, mani, polsi e avambracci. E' un sistema di riabilitazione progressivo caratterizzato da un materiale resistente con fori che consentono l'esecuzione di un'ampia gamma di esercizi. La gamma di resistenze disponibili, sei livelli identificabili grazie al noto codice colore, permette l'esecuzione di esercizi progressivi e funzionali.

IMMAGINE ARTICOLO	INDICAZIONI
	Thera-Band® Hand Trainer è un prodotto che permette esercizi progressivi e funzionali delle dita quali tensione e presa, esercizi per migliorare la muscolatura e la mobilità della mano, delle dita e del pollice. MATERIALE: Gomma naturale

INFO UTILI

CODICE	• 305240 - Beige 6 inserti • 305241 - Giallo 6 inserti • 305242 - Rosso 6 inserti • 305243 - Verde 6 inserti • 305244 - Blu 6 inserti • 305245 - Nero 6 inserti	Kit completo, Inclusi gli inserti di tutti i colori, Beige, Giallo, Rosso, Verde, Blu e Nero • 305217
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	2 anni.	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.