

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - HAND X TRAINER

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr. 141360/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Il Thera-Band® Hand X Trainer è uno strumento di terapia riabilitativa della mano. La formula brevettata consente di abbinare la terapia caldo e freddo, in funzione delle esigenze dei pazienti. Può essere scaldato nel forno a microonde per un massimo di 10 secondi o refrigerato in frigo per 1 ½ o 2 ore. Disponibile in quattro densità progressive, per esercizi orientati alle esigenze del singolo paziente e per misurare i progressi ottenuti. Può essere lavato con acqua e sapone tra un paziente e l'altro, se necessario, può essere leggermente spolverato con amido di mais o talco.

IMMAGINE ARTICOLO	INDICAZIONI
	Thera-Band® Hand Xtrainer's è un prodotto con applicazioni che vanno dalla riabilitazione all'allenamento di dita, mani, polsi e avambracci. Consente esercizi eccentrici, in estensione e abduzione. Trova applicazione anche in pazienti con sindrome da tunnel carpale. MATERIALE: Poliuretano, latex free

INFO UTILI

CODICE	• 305340 - Rosso/principianti • 305341 - Verde/Intermedio • 305342 - Blu/Avanzato • 305343 - Nero/Avanzato- Sport
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.