

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - LOOP

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1748229/R (diametro cm 20) Nr: 1748241/R (diametro cm 30,5) Nr: 1748252/R (diametro cm 45,5)
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Fasce elastiche ad anello nei colori progressivi Thera-Band.
Disponibili in tre differenti misure di diametro: 20 cm, 30,5 cm e 45,5 cm.

COMPOSIZIONE: Gomma naturale

AVVERTENZE: Il prodotto contiene lattice

IMMAGINE ARTICOLO	INDICAZIONI
	Il loop può essere utilizzato per una grande varietà di applicazioni, particolarmente per esercizi di forza ed equilibrio degli arti inferiori.

DIMENSIONI

THERABAND® Progressione Colori		Resistance in Kilograms at:	
Thera-Band® Band/Tubing Color	Increase from Preceding Color at 100% Elongation	100% Elongation	200% Elongation
Thera-Band Beige	-	1.1	1.5
Thera-Band Giallo	25%	1.3	2.0
Thera-Band Rosso	25%	1.7	2.5
Thera-Band Verde	25%	2.1	3.0
Thera-Band Blu	25%	2.6	3.9
Thera-Band Nero	25%	3.3	4.6
Thera-Band Argento	40%	4.6	6.9
Thera-Band Oro	40%	6.5	9.5

BEGINNER
↓
ADVANCED

INFO UTILI

CODICE	Diametro 20,5cm	Diametro 30,5cm	Diametro 45,5cm
	305310 - Giallo/Leggero 305311 - Rosso/Medio 305312 - Verde/Forte 305313 - Blu/Extra Forte	305314 - Giallo/Leggero 305315 - Rosso/Medio 305316 - Verde/Forte 305317 - Blu/Extra Forte	305318 - Giallo/Leggero 305319 - Rosso/Medio 305320 - Verde/Forte 305321 - Blu/Extra Forte
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1		
ACCESSORI	/		
GARANZIA	2 anni.		

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.