

SCHEMA TECNICA - Thera-Band® - PALLA A RICCIO

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	IN ARRIVO
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Le palline a riccio per massaggio Thera-Band sono disponibili in due dimensioni 8e 10 cm di diametro. Sono realizzate in materiale poliuretanico a media intensità con design a riccio per svolgere un'azione di massaggio e stimolazione propriocettiva su ogni parte del corpo dove si vogliono impiegare. Stimolano e migliorano la circolazione del sangue, svolgono un'azione rilassante. Sono dotate di una valvola che permette di regolarne la pressione secondo le esigenze d'uso.

MATERIALE: Poliuretanico a media intensità.

IMMAGINE ARTICOLO	INDICAZIONI
	Le palline a riccio Theraband hanno azione stimolante per la proprioccezione, sono indicate per il massaggio del corpo, migliorano la circolazione.

INFO UTILI

CODICE	• 305204 - Diametro 8cm • 305205 - Diametro 10cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.