

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - POMPA GONFIAGGIO A SPINTA PER PALLONI

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

La pompa di gonfiaggio a spinta rende più facile e veloce il gonfiaggio e mantiene la stabilità rispetto al gonfiaggio a bocca. Questa pompa è formata da una pompa manuale a innesto e tre accessori per un facile gonfiaggio ed è compatibile con la serie Thera band Pro e con le palle per esercizio standard di tutte le dimensioni.

- Semplifica il gonfiaggio delle palle Thera-Band per e la stabilità di pressione rispetto al gonfiaggio a bocca.
- La pompa a spinta gonfia la sfera e dà la stabilità, la pressione e la dimensione desiderata con il minimo sforzo.
- Viene fornita nella confezione la pompa, il tubo dell'aria e tre punte di gonfiaggio per fori e tappi di dimensioni diverse.
- Compatibile la serie Thera-Band Pro e i palloni standard.
- Contiene le istruzioni per il corretto gonfiaggio.

IMMAGINE ARTICOLO



INFO UTILI

CODICE	• 305195
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.