

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - ROCKER E WOBBLE BOARDS

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 145636/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

La linea Thera-Band® Rocker e Wobble Boards comprende tavolette propriocettive sicure e versatili, caratterizzate da un fondo antiscivolo e una superficie ruvida che stimola la sensibilità tattile. Rocker Board ha forma rettangolare e piano basculante che consente il movimento in un singolo piano di direzione.

Wobble Board ha forma circolare, consente movimenti multidirezionali e per questo ha una difficoltà di esecuzione degli esercizi molto elevata.

IMMAGINE ARTICOLO	INDICAZIONI
	Indicate per l'allenamento di forza, equilibrio e stabilità muscolare e nelle fasi riabilitative per incrementare la proprioccezione, che può diminuire a seguito di eventi traumatici. Permettono l'esecuzione di esercizi in catena cinetica chiusa. Favoriscono il rinforzo di ginocchio e caviglia, migliorandone la stabilità e aumentando la gamma di movimenti e la flessibilità. Migliorano la Core stability e la postura.

COMPOSIZIONE

Realizzate in plastica stampata, con una superficie tattile appositamente progettata sulla parte superiore, ed una superficie antiscivolo sul fondo.

DIMENSIONI

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	ANGOLO DI DEFLEZIONE
Rocker Board	33,3 x 35,6 cm	30°
Wobble Board	40,5 cm diametro	22°

INFO UTILI

CODICE	Rocker Board • 305221	Wobble Board • 305222
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	2 anni.	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.