

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - ROLLER MASSAGER

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1748306/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Il Thera-Band® Roller Massager + è uno strumento unico ed innovativo, in attesa di brevetto, per il massaggio sia di tessuti superficiali che profondi. Le maniglie sono inoltre progettate per facilitare l'azione sui triggers point, aree estremamente dolorose localizzate nelle miofascie di una o più muscoli. Disponibile in versione standard e in versione portatile con maniglie a scomparsa. Tutti Massaggiatori Roller Thera-Band® sono confezionati singolarmente con istruzioni dettagliate, tecniche generali ed esercizi avanzati suddivisi per distretti muscolari.

IMMAGINE ARTICOLO	INDICAZIONI
	Per la manipolazione miofasciale e il massaggio dei tessuti profondi. Migliora la circolazione e l'irrorazione delle zone trattate.

MATERIALE

Materiale termoplastico, senza lattice.

INFO UTILI

CODICE	• 305349 - Standard, lunghezza totale 53 cm, lunghezza del rullo 24 cm • 305339 - Portatile, lunghezza totale aperto 48 cm, chiuso 30,5 cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.