

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - SOFT WEIGHTS

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 141356/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

I Pesi Thera-Band® sono un'alternativa più semplice e versatile ai manubri tradizionali. Hanno tutti lo stesso diametro, 11 cm, mentre il peso aumenta progressivamente di 0,5 Kg. Questo permette agli utilizzatori di aumentare il peso senza cambiare la loro tecnica di presa.

I pesi Thera-Band® vanno da 0,5 a 3 Kg, seguendo il noto codice colore.

La presa semplice permette esercizi progressivi mono e bilaterali.

IMMAGINE ARTICOLO	INDICAZIONI
 	Sono indicati per persone anziane, portatori di artrite o soggetti con una limitata capacità di afferrare. Sono inoltre utilizzati per specifici programmi sportivi. Ideali per esercizi di allenamento dell'equilibrio ed esercizi pliometrici.

MATERIALE

Guscio esterno in PVC, chiusura in polietilene e contenuto interno fatto da microsfere di polipropilene e acciaio.

INFO UTILI

CODICE	• 305210 - Beige, 0.5 kg • 305211 - Giallo, 1.0 kg • 305213 - Rosso, 1.5 kg • 305214 - Verde, 2.0 kg • 305215 - Blu, 2.5 kg • 305216 - Nero, 3.0 kg
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.