

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - STABILITY TRAINERS

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 145628/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Le tavolette propriocettive Thera-Band® sono progettate e realizzate per l'utilizzo in campo riabilitativo e sportivo. Sono utilizzate per l'allenamento di forza, equilibrio e stabilità muscolare e nella fasi riabilitative per incrementare la propriocezione, che può diminuire a seguito di eventi traumatici.

Le Stability Trainers Thera-Band sono di forma ovale hanno tre differenti densità evidenziate dal sistema progressivo di codice colore. Sono indicate nelle diverse fasi di riabilitazione, per il fitness e ogni qualvolta si richieda un miglioramento della propriocezione. Le Stability di colore Verde e Blu sono in schiuma, hanno consistenza rigida e sono indicate per l'allenamento e la riabilitazione di soggetti che richiedono una superficie che consenta esercizi a basso livello di difficoltà (principianti). La tavoletta di colore Nero, extra-morbida, è realizzata in PVC e viene gonfiata ad aria. E' caratterizzata da una superficie con punti in rilievo su un lato che forniscono stimolazione tattile.

I bordi di questa tavoletta sono solidi per prevenire eversioni della caviglia, caratteristica unica sul mercato per un prodotto gonfiato ad aria. La Stability Trainer di colore Nero è indicata per l'allenamento e la riabilitazione di soggetti che richiedono una superficie che consenta loro esercizi con un livello di difficoltà elevato (avanzato).

IMMAGINE ARTICOLO	INDICAZIONI
	Migliorare l'equilibrio e la propriocezione in pazienti che hanno subito traumi alla caviglia o lesioni del ginocchio. L'allenamento della forza, core stability, esercizi di rinforzo per la caviglia esercizi di stimolazione senso-motoria, migliorare le prestazioni sportive.
	COMPOSIZIONE
	Realizzate in PVC

INFO UTILI

CODICE	• 305207 - Verde, Rigida (Principianti) 40.6 x 22.9 x 5.1 cm 43.18 x 25.4 x 5.1 cm • 305206 - Blu, Morbida (Intermedio) 36.8 x 20.3 x 4.4 cm 38.1 x 22.2 x 4.4 cm • 305208 - Nero, Extra-Morbida (Avanzato) 43.8 x 25.7 x 6.4 cm 43.8 x 25.7 x 6.4 cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.