

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - TUBING A RESISTENZA ELASTICA

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1748281/R - Tubing rotolo 7,5m Nr: 1748289/R - Tubing rotolo 30,5m Nr: 1748290/R - Multi-Tubing Leggero Nr: 1748293/R - Multi-Tubing Forte Nr: 1748295/R - Tubing con impugnature Nr: 1748297/R - Tubing Loops
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Elastici tubolari in gomma naturale ideali per gli esercizi della parte superiore del corpo. Realizzati in gomma naturale, sono disponibili in sei livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed evidenzia i risultati ottenuti.

La progressione del colore Thera-Band è la medesima utilizzata per tutti i prodotti a resistenza elastica e corrisponde ad una progressione della forza richiesta per allungare la fascia o il tubing.

Disponibili in differenti configurazioni: rotoli, confezioni multiple, con impugnature.

COMPOSIZIONE	COMPOSIZIONE
Gomma naturale. NB. Il prodotto contiene lattice	Indicati per la riabilitazione, lo sport e il fitness. Utilizzabili per un'ampia gamma di esercizi in differenti ambiti clinici. Particolarmente adatti ad esercizi della parte superiore del corpo.

PROGRESSIONE COLORI

THERABAND® Progressione Colori		Resistance in Kilograms at:	
Thera-Band® Band/Tubing Color	Increase from Preceding Color at 100% Elongation	100% Elongation	200% Elongation
Thera-Band Beige	-	1.1	1.5
Thera-Band Giallo	25%	1.3	2.0
Thera-Band Rosso	25%	1.7	2.5
Thera-Band Verde	25%	2.1	3.0
Thera-Band Blu	25%	2.6	3.9
Thera-Band Nero	25%	3.3	4.6
Thera-Band Argento	40%	4.6	6.9
Thera-Band Oro	40%	6.5	9.5

BEGINNER
↓
ADVANCED

IMMAGINE	CODICE
	Tubing in rotolo, facili da tagliare in base alla lunghezza richiesta. Box da 7,5 mt • 305050 - Giallo/Leggero • 305051 - Rosso/Medio • 305052 - Verde/Forte • 305053 - Blu/Extra Forte • 305054 - Nero/Special Forte • 305055 - Argento/Super Forte Box da 30.5 mt • 305040 - Giallo/Leggero • 305041 - Rosso/Medio • 305042 - Verde/Forte • 305043 - Blu/Extra Forte • 305044 - Nero/Special Forte • 305045 - Argento/Super Forte
IMMAGINE	CODICE
	Confezione Multi-Tubing - Comprende tubing da 1,5 mt • 305123 - Multi-Tubing Leggero (1Conf contiene 1pz Giallo, 1pz Rosso e 1pz Verde) • 305124 - Multi-Tubing Forte (1Conf contiene 1pz Blu e 1 pz Nero)

IMMAGINE	CODICE
	Tubing con impugnature in PVC - Soluzione completa per l'esercizio, pronta all'uso • 305322 - Giallo / Leggero, 122 cm • 305056 - Rosso / Medio, 122 cm • 305057 - Verde / Forte, 122 cm • 305058 - Blu / Extra Forte, 122 cm • 305059 - Nero / Special Forte, 127 cm • 305327 - Argento / Super Forte, 127 cm
IMMAGINE	CODICE
	Tubing Loops ad anello con polsiere/cavigliere imbottite e regolabili a velcro. Ideali per l'allenamento sportivo e la riabilitazione. • 305333 - Rosso, Principiante/Intermedio • 305330 - Verde, Intermedio • 305331 - Blu, Intermedio / Avanzato • 305332 - Nero, Avanzato
INFO UTILI	
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.
CONFORMITÀ	
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.	