

SCHEDA TECNICA - Thera-Band® - WALL STATION

PRODUTTORE	HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1473036/R
CND	IN ARRIVO

MATERIALI

Lattice, polietilene, alluminio, acciaio, neoprene.

IMMAGINE ARTICOLO	DESCRIZIONE GENERALE
	La nuova stazione di lavoro Wall-Station è il primo sistema compatto concepito per la riabilitazione e per l'allenamento muscolare. L'utilizzo delle differenti resistenze elastiche, codificate da THERA-BAND con differenti colori, assicurano un controllo della forza impiegata. Grazie ai tre piani di movimento di cui dispone, Wall-Station consente una regolazione molto precisa degli angoli e dei piani di impiego degli elastici, assicurando un'ottimale riabilitazione delle estremità superiori e inferiori. L'ancoraggio dei tubolari alla Wall-Station e la connessione degli accessori è facilitata dalle clip presenti sui tubing. Il sistema prevede un pacchetto di accessori che comprende: impugnature morbide, ancoraggi per le estremità e per la testa. • 305304

ACCESSORI OPZIONALI COMPATIBILI CON WALL STATION E EXERCISE STATION

	Impugnatura Exercise con anello di raccordo a "D" (1paio)		
	L cm30,5 con connettori • 305184 - Giallo/Leggero • 305227 - Rosso / Medio • 305230 - Verde / Forte • 305233 - Blu / Extra Forte	L cm 45,5 con connettori • 305185 - Giallo / Leggero • 305228 - Rosso / Medio • 305231 - Verde / Forte • 305234 - Blu / Extra Forte	L cm 61 con connettori • 305186 - Giallo / Leggero • 305229 - Rosso / Medio • 305232 - Verde / Forte • 305235 - Blu / Extra Forte
AVVERTENZE			
I tubing sono prodotti naturali realizzati in lattice puro. La durata dei medesimi e la sicurezza che essi garantiscono durante l'esercizio dipendono sostanzialmente dalla correttezza dell'impiego: Controllare i tubolari prima di ogni utilizzo. Non devono presentare difetti o rotture. Proteggere i tubolari dalla luce diretta del sole o dall'eccessivo calore. Fissare i tubolari solo agli attacchi predisposti e controllare il corretto ancoraggio prima dell'uso. Un utilizzo scorretto o imprudente può provocare infortuni. L'allungamento dei tubolari non deve superare il 300-400%.			
	Impugnatura a fascia Assist con anello di raccordo a "D" (1paio)		
	• 305236		
	Padded Bar: 91.5 cm Barra con raccordi ad anello a "D"		
	• 305238		
	Impugnatura Exercise: con anello di raccordo a "D" (1 paio)		
	• 305237		

	Extremity Strap: Ancoraggi per le estremità con anello di raccordo a “D”, (1 paio)
	• 305256
	Cintura
	• 305258 - Small / Medium • 305259 Medium / Large
	Ancoraggio per testa
	• 305257
INFO UTILI	
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
GARANZIA	2 anni.
CONFORMITÀ	
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.	

