

SCHEDA TECNICA - SFIGMOMANOMETRO RC30F

PRODUTTORE	JOYTECH HEALTHCARE CO., Ltd. No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang P.R. China
RAPPRESENTANTE EUROPEO	SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 2224175
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Misuratore di pressione sanguigna digitale completamente automatico a braccio.

- Display LCD con grande schermo da 3,75 pollici con retroilluminazione e di facile lettura
- Prodotto di alta qualità e alta precisione: completamente automatico dispone di tecniche di misurazione avanzate, per fornire la lettura più accurata. Comodo per monitorare la tua salute ogni giorno.
- Memoria avanzata per 2 utenti: consente di memorizzare fino a 120 letture per due utenti e ogni lettura viene fornita con data e ora.

IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- Peso: 425g
- Dimensioni: 131,2 x 101,8 x 44,1 mm
- Display: display digitale LCD. Le dimensioni del display sono: 45,7 mm x 62 mm
- Metodo di misurazione: metodo oscillometrico
- Campo di misurazione
 - Pressione sistolica: 60mmHg~260mmHg
 - Pressione diastolica: 30mmHg~200mmHg
 - Range di pressione: 0mmHg~300mmHg
 - Precisione : pressione entro ± 3 mmHg
 - Misurazione: 30 ~ 180 battiti/minuto
 - Precisione: pulsazione $\pm 5\%$ della lettura
- Pressurizzazione: pressurizzazione automatica
- Memoria: 2x60 letture, fornite con data e ora.
- Funzionalità
 - Rilevamento battito cardiaco irregolare
 - Media delle ultime 3 letture
 - Indicatore di pressione OMS
 - Rilevamento batteria scarica
 - Spegnimento automatico
- Alimentazione: 4 batterie AAA (incluse) o adattatore di rete 6 V 600mA) (consigliato, non fornito)
- Circonferenza bracciale: si adatta alla circonferenza del braccio 22-36 cm (incluso)
- Condizioni di impiego:
 - Temperatura: 10 °C ~ 40 °C
 - Umidità: 15% ~ 93%
 - Pressione 700hPa~1060 hPa
- Condizioni di stoccaggio:
 - Temperature: -25°C~70°C
 - Umidità: $\leq 93\%$ RH

INFO UTILI

CODICE	• 860615
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento MDR 2017/745. E' conforme alle seguenti normative EN 60601-1, EN 60601-1-2, IEC80601-2-30, EN 1060-3, ISO 81060-2. Il seguente dispositivo appartiene alla classe IIa. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.