

PAWS RICAMBI



INFORMAZIONI



Assistenza Tecnica

Per un maggior supporto consulta sempre la nostra assistenza tecnica

LUN – GIO 8.30 – 17:30, VEN 8:30 – 16:30

02.99770838



Servizio Clienti

Per effettuare ordini, richiesta di preventivi e informazioni contatta il nostro servizio clienti

LUN – GIO 8.30 - 17:30, VEN 8:30 – 16:30

02.997708

ordini@rehasense.com



Si prega di inviare gli ordini via e-mail al seguente indirizzo:

ordini@rehasense.com Questo è il modo più semplice e veloce.

Grazie mille! Il vostro servizio clienti Rehasense Italy.


MODULO D'ORDINE



Aiutateci a risparmiare carta. Inviare i vostri ordini via e-mail a ordini@rehasense.com. Grazie mille!

Nome della società:	Data:
ID cliente n:	Ordine n:
Persona di contatto:	Indirizzo di consegna
E-Mail:	Via e casa n:
Tel./Fax:	Codice postale e città:

DISEGNO TECNICO PER **PAWS**



No.	Immagine	Descrizione dell'articolo	Articolo no
1		Panasonic, batteria al litio ZZ991304, 48 V, 11,6 AH	EBB0048-A
2		Portabatterie, ZZ991304 (lunghezza del cavo = 120 mm compresa la spina)	EBB0048-2
3A		Lampada, Albert, 48 V, SPL-01, abbagliante: 1900LM / 40 W, cavo L = 450 mm	EBE002-RS
3B		Lamper, Albertx, 48 V, SPL-01, cavo alto L = 150 mm	EBE002-12
4A		Pneumatici per City 12"	431207
4B		Pneumatici per City 14"	440872
4C		Pneumatici per Cruiser 16"	431603
4D		Pneumatici per 20" X 2.125"	432007
4E		Pneumatici per Tourer 20" X 4.0"	432005
4A		Tubo per City 12"	451214
4B		Tubo per City 14"	450811
4C		Tubo per Cruiser 16"	451602
4D		Tubo per Tourer 20" X 2.125"	45200A
4E		Tubo per Tourer 20" X 4.20"	452000
5A		Rotore a disco Shimano RT66 D203MM per PAWS con istruzioni	69D00N
5B		Rotore a disco Shimano RT56 D160MM per PAWS con istruzioni	69D00K
6		Pinza freno per freni a disco, Zoom DB-330 con destra e sinistra	69D00-RS

No.	Immagine	Descrizione dell'articolo	Articolo no
7A		Staffa laterale, sinistra Perni L = 107 mm, con morsetto nero per Mclamp	EBC107L-BK
7B		Staffa laterale, sinistra Perni L = 150 mm, on morsetto nero per Mclamp	EBC150L-BK
7C		Staffa laterale, sinistra Perni L = 190 mm, con morsetto nero per Mclamp	EBC190L-BK
8A		Morsetto manuale per PAWS, senza blocco di sicurezza, lato sinistro, anodizzato argento	EBC00F-SL
8B		Pinza elettrica per PAWS, con motore 24 V / 110 RPM / 27 Nm, lato sinistro, argento	EBD01A-SL
9A		Sottogruppo gamba di supporto a sinistra per 12 / 14 pollici, automatico	EBL00S
9B		Sottogruppo gamba di supporto sinistro per 12 / 14 pollici, manuale	EBL00H
9C		Sottogruppo gamba di supporto a sinistra per 16 pollici	EBL00K
9D		Sottogruppo gamba di supporto a sinistra per 20 pollici	EBL00P
10A		Parafango nero, per 12 pollici	EBF102B-RS
10B		Parafango nero, per 16 pollici	EBF102B-RS
10C		Parafango nero, per 20 X 4.0 pollici	EBF104B-RS
10D		Garde-boue noir, pour 20 x 4.0 pouces	EBF103B-RS
11A		Staffa laterale, perno destro L = 107 mm, con morsetto nero	EBC107R-BK
11B		Staffa laterale, perno destro L = 150 mm, con morsetto nero	EBC150R-BK
11C		Staffa laterale, perno destro L = 190 mm, con morsetto nero	EBC190R-BK
12		Manicotto per morsetto manuale PAWS, Alu. 6061-T6, D51 ,5 x L18 Nero anodizzato	EBC045-BK

No.	Immagine	Descrizione dell'articolo	Articolo no
13		Maniglia QR per unità di sollevamento centrale manuale, in alluminio con bullone	EBA115-RS
14A		Morsetto manuale per PAWS, senza blocco di sicurezza, lato destro, anodizzato argento	EBC00E-SL
14B		Pinza elettrica per PAWS, con motore 24 V / 110 RPM / 27 Nm, lato destro, argento	EBD01B-SI
15A		Sottogruppo gamba di supporto destro per 12 / 14 pollici, automatico	EBL00T
15B		Sottogruppo gamba di supporto destra per 12 / 14 pollici, manuale	EBL00J
15C		Sottogruppo gamba di supporto destra per 16 pollici	EBL00L
15D		Sottogruppo gamba di supporto destra per 20 pollici	EBL00Q
16		Pastiglia per pinza freno, set di 2 pezzi	69D00U-RS
17		Impugnatura del manubrio	EBE00L-RS
18		Gruppo maniglia in schiuma Tetra 3 pezzi in set	EBH00E-RS
19		Manubrio, alluminio, D22 x 1,5, L = 480 mm, nero	EBH002
20		Display per PAWS, IMPORTANTE: prima della spedizione, il display deve essere riprogrammato con il software più recente e con il login del concessionario + il profilo di impostazione deve essere impostato come di consueto.	EBE000
21		Adesivo per pulsanti	EBS541-RS
22		Parti per la barra di prolunga	EBF021-RS
23		4 Unità di commutazione per PAWS, DK2402, D22 mm, cavo L = 200 mm, 7PIN, con connettore JL-F-710AG	EBE004-SP
24		Tester per lampada SPL-1, DK138/2, con EBE016-2F (JL-F-Z208M), cavo impermeabile, L = 200 mm	EBE011-LP
25		Pulsante della modalità di velocità + interruttore di alimentazione, PER IL DISPLAY	EBE000-S
26		Acceleratore + 3 pulsanti, S4301 + HT390. (Cruise / TC / Walk) per PAWS, cavo L = 200 mm	EBE00H-SP

No.	Immagine	Descrizione dell'articolo	Articolo no
27		Cavo con commutatore per il sistema di sollevamento manuale per PAWS	EBA142
28		Cavo con bullone di regolazione (80 mm più lungo) per sistema di sollevamento manuale per PAWS	EBA142L-1
29		Cavo a spirale con spina impermeabile a 5 fili su 2 lati per E-Clamp	EBE011C
30		Freno L: D7,0 x 1050 mm / L interno: D1,5 x 890 mm, STD	69104D
31		Freno L: D5,0 x 1070 mm / interno L: D1,5 x 890 mm, Tetra	691030
32		Cavo del freno per impugnatura - esterno D5 x 1200 mm, interno D1,5 x 1400 mm, nero	691008
33		Cavo del freno, L. esterna: D5,0 x 1176 mm / L. interna: D1,5 x 996 mm, Manubrio Tetra più largo	69104T
		Cavo del freno, L. esterna: D7,0 x 1148 mm / L. interna: D1,5 x 988 mm, Manubrio manuale e automatico più largo	69104U
34		Cavo impermeabile integrato, 10 PIN	EBE00B-4
35		Cavo impermeabile integrato, L = 500 mm, (lampada / avvisatore acustico / morsetto automatico), 7 PIN	EBE00B-5
36		Portabatterie con 3 chiavi	EBE0048-KU
37		Portalampada	EBE002-B
38		Attuatori PAWS Lunghezza corsa 45 mm	94RA65A
39		Attuatori PAWS Lunghezza corsa 38 mm	94RA66A
40		Unità di aggiornamento del sistema di controllo del morsetto elettronico e del sollevatore automatico	EBE0101-UP
41		Gruppo motore per PAWS 12"	EBT00A-P

No.	Immagine	Descrizione dell'articolo	Articolo no
42		Gruppo motore per PAWS da 14"	EBT00B-P
43		Gruppo motore da 16" per PAWS da 16"	EBT00C-P
44		Gruppo motore da 20" per PAWS da 20"	EBT00D-P
45		Protezione per sedia a rotelle kuschall per E-bike, con foro D3,2 mm, PVC, nero. Lunghezza: 50 mm	EBC001-K
46		Pezzo di protezione per morsetto ovale di PAWS, 5 mm più grande, con fori D3,2 mm, lunghezza 50 mm	EBC001-P
47		Elemento di protezione per morsetto, con foro D3,2 mm, nero. Lunghezza: 40 mm	EBC001-C
48		Elemento di protezione per morsetto, con foro D3,2 mm, nero. Lunghezza: 50 mm	EBC001-A
49		Elemento di protezione per morsetto, con foro D3,2 mm, nero. Lunghezza: 70 mm	EBC001-E
50		Interruttore rosso con cavo per freno idraulico, lunghezza cavo = 200 mm, spina impermeabile 2PIN maschio, Jun Lei, JL-F-Z209G	EBH379



REHASENSE ITALY SRL
VIALE DELLE INDUSTRIE 5
20044 ARESE (MI) ITALY
☎ +39.02.99 77 08
✉ INFO.ITALY@REHASENSE.COM

REHASENSE DEUTSCHLAND GMBH
STERNBERGER STRASSE 12,
32699 EXTERTAL,
GERMANY
☎ +49 2821 590 8587
✉ INFO@REHASENSE.COM

REHASENSE DENMARK
GLARMESTERVEJ 16 A, ST. TV.
8600 SILKEBORG,
DENMARK
☎ +49 176 588 788 01
✉ INFO@REHASENSE.COM

REHASENSE UK LIMITED/IRELAND
UNIT 2, HARMONY HOUSE
TRELEIGH INDUSTRIAL ESTATE
REDRUTH, CORNWALL TR16 4DE
UNITED KINGDOM
☎ +44 (0) 333 220 0704
✉ UKADMIN@REHASENSE.COM

REHASENSE SP. Z O.O.
SULEJOWSKA 45G
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
POLAND
☎ +48 880 331 272
✉ INFO@REHASENSE.COM

REHASENSE BENELUX
MARKEWEG 81
8398GM BLESIJKE,
NETHERLANDS
☎ +31 653 837 211
✉ INFO@REHASENSE.NL

REHASENSE SVERIGE AB
POLHEMSGATAN 28, SE-392 39 KALMAR
SWEDEN
☎ +46 722 325 090
✉ MATS.LAVEBORN@REHASENSE.COM

REHASENSE CHINA
NO.289, WENGJIAO ROAD
XINYANG INDUSTRIAL AREA
361022 HAICANG, XIAMEN,
CHINA
☎ +86 592 688 4014
✉ EVELYN.CHEN@REHASENSE.COM

REHASENSE KOREA
1F. 338-46, DONGBUSUNHWAN-RO,
WONJU-SI 26454 GANGWON-DO,
REPUBLIC OF KOREA
☎ +82 070 4216 3429
✉ JONGSUNG.KIM@REHASENSE.COM

REHASENSE NEW ZEALAND
UNIT 4, 260 APIRANA AVENUE
GLEN INNES, AUCKLAND, 1072,
NEW ZEALAND
☎ +09 555 3111
✉ NZ-INFO@REHASENSE.COM

REHASENSE MOBILITY CANADA LTD
137 BUTTERMILL AVENUE
CONCORD, ONTARIO, L4K 3X5
CANADA
☎ +1 289 654 1901
✉ INFO.CANADA@REHASENSE.COM

REHASENSE USA
1333 BURR RIDGE PARKWAY, SUITE 200
BURR RIDGE, IL 60527,
USA
☎ +1 630 756 3099
✉ INFO-USA@REHASENSE.COM

REHASENSE MENA
QETAF MEDICAL EST
3599 PRINCE MOHAMMED BIN
ABDULAZIZ ST,
SAUD LANGAWI CENTER, AL ANDALUS
JEDDAH 23326,
SAUDI ARABIA
☎ +96 650 664 1993
✉ SALES-MIDDLE-EAST@REHASENSE.COM

REHASENSE COLOMBIA
CALLE 171 # 21 A 47
BARRIO LA URIBE, BOGOTÁ
COLOMBIA
☎ +57 3153118652
✉ IVANUMANA@REHASENSECOLOMBIA.COM

REHASENSE AUSTRALIA PTY LTD
☎ +61 475 856 207
✉ WERNER.PETZER@REHASENSE.COM



Il sistema di Qualità Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come da certificazione TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense sono marcati CE e rispettano i requisiti della Direttiva Europea 2017/745 (MDR)

Copyright Rehasense® 2024



V1-2024