

SCHEDA TECNICA - PAWS CITY AUTOMATICO/MANUALE/TETRA AUTOMATICO

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.24.09.015		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RPI12AAS00 - Nr. 2406580	RPI12AAT00 - Nr. 2405555	RPI12MMS00 - Nr. 2406670
	RPI14AAS00 - Nr. 2406663	RPI14AAT00 - Nr. 2405559	RPI14MMS00 - Nr. 2406678
	RPI12AAS15 - IN ARRIVO	RPI12AAT15 - IN ARRIVO	RPI12MMS15 - IN ARRIVO
	RPI14AAS15 - IN ARRIVO	RPI14AAT15 - IN ARRIVO	RPI14MMS15 - IN ARRIVO
CND	Y122409		

DESCRIZIONE GENERALE

Paws City è progettato principalmente per la guida in città e su superfici stradali lisce. Con un raggio di sterzata ridotto a 1 metro. Il City si trova a suo agio anche in ambiente interno. Dalle superfici dure e piane ai marciapiedi leggermente irregolari, il City vi porta dove volete.

DATI TECNICI

- Ruota motrice da 12" o 14".
- Morsetti elettro-magnetici che permettono di non applicare alcun dispositivo accessorio alla carrozzina.
- Due freni a cavo con due pinze indipendenti, utilizzabili per rallentare e in qualità di freno di stazionamento.
- Freno elettromagnetico con modalità dinamo (ricarica durante la frenata) .
- Selettore di direzione (avanti e indietro).
- Clacson.
- Display LCD 4,5".
- Tasto di accensione/spegnimento e selettore di marcia (da 0 a 3).
- Velocità massima 15 km/h.
- Tasto selettore luci (di posizione, anabbaglianti e abbaglianti).
- Controllo di trazione (antipattinamento) della ruota motrice.
- Modalità "Passeggiata".
- Cruise control selettivo.
- Sistema di Sollevamento e Morsetti Automatici.

IMMAGINE ARTICOLO



versione auto



versione auto + tetra



versione manuale

DIMENSIONI

	CITY 12"	CITY 14"
Dimensione totale Lun*Lar*Alt: (mm)	800 x 490 x 810	800 x 490 x 810
Confezionamento Lun*Lar*Alt: (mm)	1110 x 600 x 300	1110 x 600 x 300
Peso massimo utente: (kg)	120	120
Peso Massimo utente + carrozzina:(kg)	140.8	141.3
Peso totale senza batteria:(kg)	17.5	18
Peso batteria: (kg)	3.3	3.3
Peso trasporto (kg)	12.4	12.9
Peso totale: (kg)	20.8	21.3
Potenza motore: (W)	350	400
Potenza massima erogabile (W)	900	1.100
Coppia massima erogabile (N.M)	45	60
Voltaggio motore: (V)	48	48
Capacità motore:(Ah)	11.6	11.6
Wattaggio batteria: (Wh)	557	557
Dimensioni batteria: LunxLarxAlt (mm)	371 x 130 x 86	371 x 130 x 86
Carica batterie	Standard	Standard
Tempo ricarica completa: (Ore)	5	5
Freno a disco e Elettromagnetico	Standard	Standard
Freno di stazionamento	Standard	Standard
Raggio di sterzata:(cm)	100	100
Massima pendenza superabile	10°	10°

Massimo gradino superabile (mm)	50	50
Autonomia*: (km)	40	40
Velocità massima: (km/h)	15 km/h	15 km/h
Retromarcia	SI	SI
Cruise Control	SI	SI
Walking Mode	SI	SI
Materiale telaio	Acciaio	Acciaio
Dimensioni Copertoni: Pollici (mm)	12.5*2.25 (57-203)	14*3.0-8 (58-203)
Cerchione (mm)	24 x 203	38 x 203
Pressione pneumatici:(Bar)	2.8	2.8
Clacson	SI	SI
Luci frontali	Si, 3 posizioni	Si, 3 posizioni

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	Struttura centrale standard per larghezze tra 290-540 mm • RPI12AAS00 - Automatico 12" • RPI14AAS00 - Automatico 14" • RPI12AAT00 – Automatico tetra 12" • RPI14AAT00 – Automatico tetra 14" • RPI12MMS00 - Manuale 12" • RPI14MMS00 - Manuale 14" Struttura centrale standard per larghezze tra 240-5295 mm • RPI12AAS15 - Automatico 12" • RPI14AAS15 - Automatico 14" • RPI12AAT15 – Automatico tetra 12" • RPI14AAT15 – Automatico tetra 14" • RPI12MMS15 - Manuale 12" • RPI14MMS15 - Manuale 14"
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Batteria aggiuntiva (48V - 557Wh - 11,6Ah). • Batteria per il trasporto aereo (48V – 300Wh – 5.6Ah). • Cestino con borsa asportabile. • Compressore portatile. • Molteplici versioni di morsetti automatici (vedi la scheda d'ordine). • Manubrio curvo. • Acceleratore a pollice. • Ausilio all'accelerazione (vedi la scheda d'ordine). • Alloggiamento per 2 batterie. • Piatto pedana (vedi la scheda d'ordine). • Specchietto retrovisore con luce di sicurezza. • Molteplici tipologie di ruote posteriori per carrozzina (vedi la scheda d'ordine).
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.