

SCHEDA TECNICA - PAWS CRUISER AUTOMATICO/MANUALE/TETRA AUTOMATICO

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.24.09.015		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RPC16AAS00 - Nr: 2406699 RPC16AAS15 - IN ARRIVO	RPC16AAT00 - Nr: 2406703 RPC16AAT15 - IN ARRIVO	RPC16MMS00 - Nr: 2406705 RPC16MMS15 - IN ARRIVO
CND	Y122409		

DESCRIZIONE GENERALE

Per chi ama muoversi, Paws Cruiser è la scelta perfetta. Questo potente compagno di viaggio si trova a suo agio sia in città che lungo i sentieri. La ruota motrice da 16" vi trasporta in sicurezza su terreni irregolari e apre le porte all'esplorazione.

DATI TECNICI

- Ruota motrice da 16"
- Morsetti eletto-magnetici che permettono di non applicare alcun dispositivo accessorio alla carrozzina
- Due freni a cavo con due pinze indipendenti, utilizzabili per rallentare e come freno di stazionamento
- Freno elettromagnetico con modalità dinamo (ricarica durante la frenata)
- Selettore di direzione (avanti e indietro)
- Clacson
- Display LCD 4,5"
- Tasto di accensione/spegnimento e selettore di marcia (da 0 a 3)
- Velocità massima 15 km/h
- Tasto selettore luci (di posizione, anabbaglianti e abbaglianti)
- Controllo di trazione (antipattinamento) della ruota motrice
- Modalità "Passeggiata"
- Cruise control selettivo
- Sollevamento e Morsetti Automatici

IMMAGINE ARTICOLO



versione auto



versione auto + tetra



versione manuale

DIMENSIONI

	CRUISER 16"
Dimensione totale Lun*Lar*Alt: (mm)	820 x 490 x 860
Confezionamento Lun*Lar*Alt: (mm)	1110 x 660 x 290
Peso massimo utente: (kg)	120
Peso Massimo utente + carrozzina:(kg)	143.8
Peso totale senza batteria:(kg)	20.5
Peso batteria: (kg)	3.3
Peso trasporto (kg)	/
Peso totale: (kg)	23.8
Potenza motore: (W)	500
Potenza massima erogabile (W)	1100
Coppia massima erogabile (N.M)	78
Voltaggio motore: (V)	48
Capacità motore:(Ah)	11.6
Wattaggio batteria: (Wh)	557
Dimensioni batteria: LunxLarxAlt (mm)	371 x 130 x 86
Carica batterie	Standard
Tempo ricarica completa: (Ore)	5
Freno a disco e Elettromagnetico	Standard
Freno di stazionamento	Standard
Raggio di sterzata:(cm)	120
Massima pendenza superabile	10°
Massimo gradino superabile (mm)	40
Autonomia*: (km)	38

Velocità massima: (km/h)	15 km/h
Retromarcia	SI
Cruise Control	SI
Walking Mode	SI
Manubrio tetra	Opzionale
Materiale telaio	Acciaio e Alluminio
Dimensioni Copertoni: Pollici (mm)	16*3 (76-305)
Cerchione (mm)	50 x 305
Pressione pneumatici:(Bar)	2.4-3.1
Clacson	SI
Luci frontali	Si, 3 posizioni
INFO UTILI	
CODICE PRODOTTO	Struttura centrale standard per larghezze tra 290-540 mm • RPC16AAS00 - Automatico • RPC16AAT00 – Automatico tetra • RPC16MMS00 - Manuale Struttura centrale standard per larghezze tra 240-5295 mm • RPC16AAS15 - Automatico • RPC16AAT15 – Automatico tetra • RPC16MMS15 - Manuale
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Batteria aggiuntiva (48V - 557Wh - 11,6Ah) • Batteria per il trasporto aereo (48V – 300Wh – 5.6Ah) • Cestino con borsa asportabile • Compressore portatile • Molteplici versioni di morsetti manuali (vedi la scheda d'ordine) • Manubrio curvo • Acceleratore a pollice • Ausilio all'accelerazione (vedi la scheda d'ordine) • Alloggiamento per 2 batterie • Piatto pedana (vedi la scheda d'ordine) • Specchietto retrovisore con luce di sicurezza • Molteplici tipologie di ruote posteriori per carrozzina (vedi la scheda d'ordine)
GARANZIA	2 anni
CONFORMITÀ	
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.	

