

SCHEDA TECNICA - PAWS TOURER AUTOMATICO/MANUALE/TETRA AUTOMATICO

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.24.09.015		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RPT20AAS00 - Nr.2406725 RPT20AAS01 - Nr.2406730	RPT20MMS00 - Nr.2406737 RPT20MMS01 - Nr.2406708	RPT20AAT00 - Nr.2406727 RPT20AAT01 - Nr.2406713
CND	Y122409		

DESCRIZIONE GENERALE

Il Paws Tourer è l'ausilio più potente della gamma, progettato principalmente per l'uso fuoristrada, è in grado di superare agevolmente sabbia, ghiaia, ciottoli e molto altro ancora. Mentre la ruota da 20" supera i terreni sconnessi, offre una guida fluida e stabile durante la guida.

DATI TECNICI

- Ruota motrice da 20" x 2,125"/4"
- Morsetti elettro-magnetici che permettono di non applicare alcun dispositivo accessorio alla carrozzina
- Due freni a cavo con due pinze indipendenti, utilizzabili per rallentare e come freno di stazionamento
- Freno elettromagnetico con modalità dinamo (ricarica durante la frenata)
- Selettore di direzione (avanti e indietro)
- Clacson
- Display LCD 4,5"
- Tasto di accensione/spegnimento e selettore di marcia (da 0 a 3)
- Velocità massima 15 km/h
- Tasto selettore luci (di posizione, anabbaglianti e abbaglianti)
- Controllo di trazione (antipattinamento) della ruota motrice
- Modalità "Passeggiata"
- Cruise control selettivo
- Sollevamento e Morsetti Automatici

IMMAGINE ARTICOLO



versione auto



versione auto + tetra



versione manuale

DIMENSIONI

	20" x 2,125"	20" x 4"
Dimensione totale Lun*Lar*Alt: (mm)	1000 x 520 x 920	1000 x 520 x 920
Confezionamento Lun*Lar*Alt: (mm)	1260 x 705 x 290	1260 x 705 x 290
Peso massimo utente: (kg)	120	120
Peso Massimo utente + carrozzina:(kg)	147.5	148.8
Peso totale senza batteria:(kg)	24.2	25.5
Peso batteria: (kg)	3.3	3.3
Peso trasporto (kg)	/	/
Peso totale: (kg)	27.5	28.8
Potenza motore: (W)	500	500
Potenza massima erogabile (W)	1100	1100
Coppia massima erogabile (N.M)	87	87
Voltaggio motore: (V)	48	48
Capacità motore:(Ah)	11.6	11.6
Wattaggio batteria: (Wh)	557	557
Dimensioni batteria: LunxLarxAlt (mm)	371 x 30 x 86	371 x 30 x 86
Carica batterie	Standard	Standard
Tempo ricarica completa: (Ore)	5	5
Freno a disco e Elettromagnetico	Standard	Standard
Freno di stazionamento	Standard	Standard
Raggio di sterzata:(cm)	150	150
Massima pendenza superabile	10°	10°
Massimo gradino superabile (mm)	55	55
Autonomia*: (km)	35	35

Velocità massima: (km/h)	15 km/h	15 km/h
Retromarcia	SI	SI
Cruise Control	SI	SI
Walking Mode	SI	SI
Manubrio tetra	OPZIONALE	OPZIONALE
Materiale telaio	Acciaio e Alluminio	Acciaio e Alluminio
Dimensioni Copertoni: Pollici (mm)	20*2.125 (57-406)	20*4.0 (100-406)
Cerchione (mm)	73 x 406	73 x 406
Pressione pneumatici:(Bar)	2	2
Clacson	SI	SI
Luci frontali	Si, 3 posizioni	Si, 3 posizioni
INFO UTILI		
CODICE PRODOTTO	Ruota 20" x 4" • RPT20AAS00 - automatico • RPT20AAT00 - automatico tetra • RPT20MMS00 - manuale Ruota 20" x 2,125" • RPT20AAS01 - automatico • RPT20AAT01 - automatico tetra • RPT20MMS01 - manuale	
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1	
ACCESSORI	• Ruota motrice da 20" x 4" • Batteria aggiuntiva (48V - 557Wh - 11,6Ah) • Batteria per il trasporto aereo (48V – 300Wh – 5.6Ah) • Cestino con borsa asportabile • Compressore portatile • Molteplici versioni di morsetti manuali (vedi la scheda d'ordine) • Manubrio curvo • Acceleratore a pollice • Ausilio all'accelerazione (vedi la scheda d'ordine) • Alloggiamento per 2 batterie • Piatto pedana (vedi la scheda d'ordine) • Specchietto retrovisore con luce di sicurezza • Molteplici tipologie di ruote posteriori per carrozzina (vedi la scheda d'ordine)	
GARANZIA	2 anni	
CONFORMITÀ		
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.		

